







INSTRUÇÃO DE USO

LAMINAS CIRURGICAS - ACF

Legenda utilizada na embalagem e rotulagem:

	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reutilizar
	Consulte as instruções para o uso
	Validade
	Atenção. Consulte as instruções para o uso
	Produto estéril – esterilizado por radiação gama

Características e especificações técnicas do produto:

Nome técnico: Lâminas Descartáveis

Nome comercial: Lâminas Cirúrgicas – ACF

Matéria prima: Aço inoxidável endurecido martensítico AISI 420 B / 1.4028 / X 30 Cr 13

Número ANVISA: 80517190022

Produto estéril: Sim – Radiação Gama

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

a. Formas de Apresentação

As Lâminas cirúrgicas - ACF são embaladas unitariamente, sendo a embalagem primária em duplo envelope selado de folha de laminada (PET/folha alumínio/ LDPE 12/9/50 µm) e poliéster transparente com polietileno EVA modificado (PET / PE) (12/50 µm), e a embalagem secundária é em envelope cartonado.

As lâminas são fornecidas estéreis (radiação gama). Verificar a descrição sobre esterilidade na embalagem das mesmas e ler atentamente sobre o correto uso das lâminas antes do manuseio.

b. Composição

Aço inoxidável endurecido martensítico AISI 420 B / 1.4028 / X 30 Cr 13

c. Modelos e Especificações Técnicas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Espessura (mm)
100 040 006 060	Lâmina sagital micro 4x6x0,60 mm (MA-01)	4	6	0,60
100 045 026 060	Lâmina sagital micro 4,5x26x0,60 mm (MA-01)	4,5	26	0,60
100 055 018 060	Lâmina sagital micro 5,5x18x0,60 mm (MA-01)	5,5	18	0,60
100 055 026 060	Lâmina sagital micro 5,5x26x0,60 mm (MA-01)	5,5	26	0,60
100 060 033 060	Lâmina sagital micro 06x33x0,60 mm (MA-01)	6	33	0,60
100 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (MA-02)	7	20	0,80
100 090 055 060	Lâmina recíprocante 09x55x0,60 mm (MA-03)	9	55	0,60
100 090 055 090	Lâmina recíprocante 09x55x0,90 mm (MA-03)	9	55	0,90
100 090 080 060	Lâmina recíprocante 9x80x0,60 mm (MA-03)	9	80	0,60
100 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (MA-02)	9	25	0,60
100 095 025 060	Lâmina sagital micro 9,5x25x0,60mm (MA-02)	9,5	25	0,60
100 100 018 060	Lâmina sagital micro 10x18x0,60 mm (MA-01)	10	18	0,60
100 100 030 060	Lâmina sagital micro 10x30x0,60 mm (MA-01)	10	30	0,60
100 100 032 060	Lâmina sagital micro 10x32x0,60 mm (MA-01)	10	32	0,60
100 100 033 060	Lâmina sagital micro 10x33x0,60 mm (MA-01)	10	33	0,60
100 110 090 089	Lâmina sagital STD 11x90x0,89 mm (MA-02)	11	90	0,89
100 110 090 119	Lâmina sagital STD 11x90x1,19 mm (MA-02)	11	90	1,19
100 110 090 127	Lâmina sagital STD 11x90x1,27 mm (MA-02)	11	90	1,27
100 120 070 060	Lâmina recíprocante 12x70x0,60 mm (MA-03)	12	70	0,60
100 120 070 090	Lâmina recíprocante 12x70x0,90 mm (MA-03)	12	70	0,90
100 120 070 100	Lâmina recíprocante 12x70x1,00 mm (MA-03)	12	70	1,00
100 120 070 120	Lâmina recíprocante 12x70x1,20 mm (MA-03)	12	70	1,20
100 120 076 060	Lâmina recíprocante 12x76x0,60 mm (MA-03)	12	76	0,60
100 120 076 090	Lâmina recíprocante 12x76x0,90 mm (MA-03)	12	76	0,90
100 120 076 100	Lâmina recíprocante 12x76x1,00 mm (MA-03)	12	76	1,00
100 120 076 120	Lâmina recíprocante 12x76x1,20 mm (MA-03)	12	76	1,20
100 120 090 060	Lâmina recíprocante 12x90x0,60 mm (MA-03)	12	90	0,60
100 120 090 090	Lâmina recíprocante 12x90x0,90 mm (MA-03)	12	90	0,90
100 130 065 090	Lâmina sagital STD 13x65x0,90 mm (MA-02)	13	65	0,90
100 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (MA-02)	13	70	0,90

100 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (MA-02)	13	70	1,00
100 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (MA-02)	13	70	1,20
100 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (MA-02)	13	70	1,30
100 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (MA-02)	13	70	1,40
100 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (MA-02)	13	70	1,50
100 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (MA-02)	13	90	0,89
100 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (MA-02)	13	90	0,90
100 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (MA-02)	13	90	1,00
100 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (MA-02)	13	90	1,19
100 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (MA-02)	13	90	1,20
100 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (MA-02)	13	90	1,27
100 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (MA-02)	13	90	1,30
100 130 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (MA-02)	13	90	1,37
100 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (MA-02)	13	90	1,40
100 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (MA-02)	13	90	1,47
100 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (MA-02)	13	90	1,50
100 150 030 060	Lâmina sagital micro 15x30x0,60 mm (MA-02)	15	30	0,60
100 150 040 060	Lâmina sagital micro 15x40x0,60 mm (MA-01)	15	40	0,60
100 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (MA-02)	19	70	0,90
100 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (MA-02)	19	70	1,00
100 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (MA-02)	19	70	1,20
100 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (MA-02)	19	70	1,30
100 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (MA-02)	19	70	1,40
100 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (MA-02)	19	70	1,50
100 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (MA-02)	19	90	0,89
100 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (MA-02)	19	90	0,90
100 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (MA-02)	19	90	1,00
100 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (MA-02)	19	90	1,19
100 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (MA-02)	19	90	1,20
100 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (MA-02)	19	90	1,27
100 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (MA-02)	19	90	1,30
100 190 090 135	Lâmina sagital STD 19x90x1,35 mm (MA-02)	19	90	1,35
100 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (MA-02)	19	90	1,37
100 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (MA-02)	19	90	1,40
100 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (MA-02)	19	90	1,47
100 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (MA-02)	19	90	1,50
100 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (MA-02)	19	100	0,89
100 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (MA-02)	19	100	0,90
100 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (MA-02)	19	100	1,00
100 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (MA-02)	19	100	1,19
100 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (MA-02)	19	100	1,20
100 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (MA-02)	19	100	1,27
100 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (MA-02)	19	100	1,30
100 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (MA-02)	19	100	1,37
100 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (MA-02)	19	100	1,40
100 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (MA-02)	19	100	1,47
100 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (MA-02)	19	100	1,50

100 195 062 090	Lâmina sagital micro 19,5x62x0,90 mm (MA-02)	19,5	62	0,90
100 195 063 060	Lâmina sagital micro 19,5x63x0,60 mm (MA-02)	19,5	63	0,60
100 195 070 090	Lâmina sagital micro 19,5x70x0,90 mm (MA-02)	19,5	70	0,90
100 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (MA-02)	19,5	90	0,89
100 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (MA-02)	19,5	90	0,90
100 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (MA-02)	19,5	90	1,00
100 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (MA-02)	19,5	90	1,19
100 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (MA-02)	19,5	90	1,20
100 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (MA-02)	19,5	90	1,27
100 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (MA-02)	19,5	90	1,30
100 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (MA-02)	19,5	90	1,37
100 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (MA-02)	19,5	90	1,40
100 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (MA-02)	19,5	90	1,47
100 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (MA-02)	19,5	90	1,50
100 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (MA-02)	22	90	0,89
100 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (MA-02)	22	90	0,90
100 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (MA-02)	22	90	1,00
100 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (MA-02)	22	90	1,19
100 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (MA-02)	22	90	1,20
100 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (MA-02)	22	90	1,27
100 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (MA-02)	22	90	1,30
100 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (MA-02)	22	90	1,37
100 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (MA-02)	22	90	1,40
100 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (MA-02)	22	90	1,47
100 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (MA-02)	22	90	1,50
100 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (MA-02)	25	70	0,90
100 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (MA-02)	25	70	1,00
100 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (MA-02)	25	70	1,20
100 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (MA-02)	25	70	1,30
100 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (MA-02)	25	70	1,40
100 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (MA-02)	25	70	1,50
100 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (MA-02)	25	90	0,90
100 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (MA-02)	25	90	1,00
100 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (MA-02)	25	90	1,19
100 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (MA-02)	25	90	1,20
100 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (MA-02)	25	90	1,30
100 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (MA-02)	25	90	1,37
100 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (MA-02)	25	90	1,40
100 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (MA-02)	25	90	1,47
100 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (MA-02)	25	90	1,50
100 254 100 089	Lâmina sagital STD 25,4x100x0,89 mm (MA-02)	25,4	100	0,89
100 254 100 090	Lâmina sagital STD 25,4x100x0,90 mm (MA-02)	25,4	100	0,90
100 254 100 100	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,00 mm (MA-02)	25,4	100	1,00
100 254 100 119	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,19 mm (MA-02)	25,4	100	1,19
100 254 100 120	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,20 mm (MA-02)	25,4	100	1,20
100 254 100 127	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,27 mm (MA-02)	25,4	100	1,27
100 254 100 130	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,30 mm (MA-02)	25,4	100	1,30

100 254 100 137	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,37 mm (MA-02)	25,4	100	1,37
100 254 100 140	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,40 mm (MA-02)	25,4	100	1,40
100 254 100 147	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,47 mm (MA-02)	25,4	100	1,47
100 254 100 150	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,50 mm (MA-02)	25,4	100	1,50
100 300 050 090	Lâmina sagital micro 30x50x0,90 mm (MA-02)	30	50	0,90
100 300 050 100	Lâmina sagital micro 30x50x1,00 mm (MA-02)	30	50	1,00
100 320 064 090	Lâmina sagital micro 32x64x0,90 mm (MA-02)	32	64	0,90
100 320 067 090	Lâmina sagital micro 32x67x0,90 mm (MA-02)	32	67	0,90
100 480 064 090	Lâmina sagital micro 48x64x0,90 mm (MA-02)	48	64	0,90
120 025 018 060	Lâmina sagital micro 2,5x18x0,60 mm (SK-05)	2,5	18	0,60
120 050 012 060	Lâmina sagital micro 5x12x0,60 mm (SK-05)	5	12	0,60
120 050 018 060	Lâmina sagital micro 5x18x0,60 mm (SK-05)	5	18	0,60
120 050 025 060	Lâmina sagital micro 5x25x0,60 mm (SK-05)	5	25	0,60
120 060 032 060	Lâmina recíprocante 06x32x0,60 mm (SK-06)	6	32	0,60
120 060 060 060	Lâmina recíprocante 06x60x0,60 mm (SK-06)	6	60	0,60
120 070 018 060	Lâmina sagital micro 7x18x0,60 mm (SK-05)	7	18	0,60
120 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (SK-01)	7	20	0,80
120 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (SK-05)	7	25	0,60
120 080 025 060	Lâmina sagital micro 8x25x0,60 mm (SK-05)	8	25	0,60
120 080 035 060	Lâmina sagital micro 08x35x0,60 mm (SK-05)	8	35	0,60
120 090 012 060	Lâmina sagital micro 9x12x0,60 mm (SK-05)	9	12	0,60
120 090 018 060	Lâmina sagital micro 9x18x0,60 mm (SK-05)	9	18	0,60
120 090 024 060	Lâmina sagital micro 9x24x0,60 mm (SK-05)	9	24	0,60
120 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (SK-01)	9	25	0,60
120 090 020 090	Lâmina sagital micro 9x20x0,90 mm (SK-01)	9	20	0,90
120 090 030 060	Lâmina sagital micro 9x30x0,60 mm (SK-05)	9	30	0,60
120 090 035 060	Lâmina sagital micro 9x35x0,60 mm (SK-01)	9	35	0,60
120 100 025 060	Lâmina sagital micro 10x25x0,60 mm (SK-05)	10	25	0,60
120 100 035 060	Lâmina sagital micro 10x35x0,60 mm (SK-05)	10	35	0,60
120 105 072 060	Lâmina recíprocante 10,5x72x0,60 mm (SK-06)	10,5	72	0,60
120 105 072 090	Lâmina recíprocante 10,5x72x0,90 mm (SK-06)	10,5	72	0,90
120 105 072 100	Lâmina recíprocante 10,5x72x1,00 mm (SK-06)	10,5	72	1,00
120 105 072 120	Lâmina recíprocante 10,5x72x1,20 mm (SK-06)	10,5	72	1,20
120 105 077 060	Lâmina recíprocante 10,5x77x0,60 mm (SK-06)	10,5	77	0,60
120 105 077 090	Lâmina recíprocante 10,5x77x0,90 mm (SK-06)	10,5	77	0,90
120 105 077 100	Lâmina recíprocante 10,5x77x1,00 mm (SK-06)	10,5	77	1,00
120 105 077 120	Lâmina recíprocante 10,5x77x1,20 mm (SK-06)	10,5	77	1,20
120 125 068 090	Lâmina recíprocante 12,5x68x0,90 mm (SK-06)	12,5	68	0,90
120 125 068 100	Lâmina recíprocante 12,5x68x1,00 mm (SK-06)	12,5	68	1,00
120 125 068 120	Lâmina recíprocante 12,5x68x1,20 mm (SK-06)	12,5	68	1,20
120 130 035 060	Lâmina sagital micro 13x35x0,60 mm (SK-05)	13	35	0,60
120 130 040 060	Lâmina sagital micro 13x40x0,60 mm (SK-05)	13	40	0,60
120 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (SK-01)	13	70	0,90
120 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (SK-01)	13	70	1,00
120 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (SK-01)	13	70	1,20
120 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (SK-01)	13	70	1,30
120 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (SK-01)	13	70	1,40

120 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (SK-01)	13	70	1,50
120 130 085 089	Lâmina sagital STD 13x85x0,89 mm (SK-01)	13	85	0,89
120 130 085 090	Lâmina sagital STD 13x85x0,90 mm (SK-01)	13	85	0,90
120 130 085 100	Lâmina sagital STD 13x85x1,00 mm (SK-01)	13	85	1,00
120 130 085 119	Lâmina sagital STD 13x85x1,19 mm (SK-01)	13	85	1,19
120 130 085 120	Lâmina sagital STD 13x85x1,20 mm (SK-01)	13	85	1,20
120 130 085 127	Lâmina sagital STD 13x85x1,27 mm (SK-01)	13	85	1,27
120 130 085 130	Lâmina sagital STD 13x85x1,3 mm (SK-01)	13	85	1,30
120 130 085 137	Lâmina sagital STD 13x85x1,37 mm (SK-01)	13	85	1,37
120 130 085 140	Lâmina sagital STD 13x85x1,40 mm (SK-01)	13	85	1,40
120 130 085 147	Lâmina sagital STD 13x85x1,47 mm (SK-01)	13	85	1,47
120 130 085 150	Lâmina sagital STD 13x85x1,50 mm (SK-01)	13	85	1,50
120 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (SK-01)	13	90	0,89
120 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (SK-01)	13	90	0,90
120 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (SK-01)	13	90	1,00
120 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (SK-01)	13	90	1,19
120 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (SK-01)	13	90	1,20
120 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (SK-01)	13	90	1,27
120 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (SK-01)	13	90	1,30
120 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (SK-01)	13	90	1,37
120 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (SK-01)	13	90	1,47
120 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (SK-01)	13	90	1,50
120 135 068 090	Lâmina recíprocante 13,5x68x0,90 mm (SK-06)	13,5	68	0,90
120 135 068 100	Lâmina recíprocante 13,5x68x1,00 mm (SK-06)	13,5	68	1,00
120 135 068 120	Lâmina recíprocante 13,5x68x1,20 mm (SK-06)	13,5	68	1,20
120 150 035 060	Lâmina sagital micro 15x35x0,60 mm (SK-01)	15	35	0,60
120 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (SK-01)	19	70	0,90
120 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (SK-01)	19	70	1,00
120 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (SK-01)	19	70	1,20
120 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (SK-01)	19	70	1,30
120 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (SK-01)	19	70	1,40
120 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (SK-01)	19	70	1,50
120 190 085 089	Lâmina sagital STD 19x85x0,89 mm (SK-01)	19	85	0,89
120 190 085 090	Lâmina sagital STD 19x85x0,90 mm (SK-01)	19	85	0,90
120 190 085 100	Lâmina sagital STD 19x85x1,00 mm (SK-01)	19	85	1,00
120 190 085 119	Lâmina sagital STD 19x85x1,19 mm (SK-01)	19	85	1,19
120 190 085 120	Lâmina sagital STD 19x85x1,20 mm (SK-01)	19	85	1,20
120 190 085 127	Lâmina sagital STD 19x85x1,27 mm (SK-01)	19	85	1,27
120 190 085 130	Lâmina sagital STD 19x85x1,30 mm (SK-01)	19	85	1,30
120 190 085 135	Lâmina sagital STD 19x85x1,35 mm (SK-01)	19	85	1,35
120 190 085 137	Lâmina sagital STD 19x85x1,37 mm (SK-01)	19	85	1,37
120 190 085 140	Lâmina sagital STD 19x85x1,40 mm (SK-01)	19	85	1,40
120 190 085 147	Lâmina sagital STD 19x85x1,47 mm (SK-01)	19	85	1,47
120 190 085 150	Lâmina sagital STD 19x85x1,50 mm (SK-01)	19	85	1,50
120 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (SK-01)	19	90	0,89
120 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (SK-01)	19	90	0,90
120 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (SK-01)	19	90	1,00

120 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (SK-01)	19	90	1,19
120 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (SK-01)	19	90	1,20
120 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (SK-01)	19	90	1,27
120 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (SK-01)	19	90	1,30
120 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (SK-01)	19	90	1,37
120 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (SK-01)	19	90	1,40
120 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (SK-01)	19	90	1,47
120 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (SK-01)	19	90	1,50
120 190 095 100	Lâmina sagital STD 19x95x1,00 mm (SK-01)	19	95	1,00
120 190 095 120	Lâmina sagital STD 19x95x1,20 mm (SK-01)	19	95	1,20
120 190 095 127	Lâmina sagital STD 19x95x1,27 mm (SK-01)	19	95	1,27
120 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (SK-01)	19	100	0,89
120 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (SK-01)	19	100	0,90
120 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (SK-01)	19	100	1,00
120 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (SK-01)	19	100	1,19
120 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (SK-01)	19	100	1,20
120 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (SK-01)	19	100	1,27
120 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (SK-01)	19	100	1,30
120 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (SK-01)	19	100	1,37
120 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (SK-01)	19	100	1,40
120 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (SK-01)	19	100	1,47
120 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (SK-01)	19	100	1,50
120 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (SK-01)	19,5	90	0,89
120 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (SK-01)	19,5	90	0,90
120 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (SK-01)	19,5	90	1,00
120 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (SK-01)	19,5	90	1,19
120 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (SK-01)	19,5	90	1,20
120 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (SK-01)	19,5	90	1,27
120 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (SK-01)	19,5	90	1,30
120 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (SK-01)	19,5	90	1,37
120 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (SK-01)	19,5	90	1,40
120 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (SK-01)	19,5	90	1,47
120 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (SK-01)	19,5	90	1,50
120 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (SK-01)	22	90	0,89
120 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (SK-01)	22	90	0,90
120 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (SK-01)	22	90	1,00
120 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (SK-01)	22	90	1,19
120 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (SK-01)	22	90	1,20
120 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (SK-01)	22	90	1,27
120 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (SK-01)	22	90	1,30
120 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (SK-01)	22	90	1,37
120 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (SK-01)	22	90	1,40
120 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (SK-01)	22	90	1,47
120 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (SK-01)	22	90	1,50
120 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (SK-01)	25	70	0,90
120 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (SK-01)	25	70	1,00
120 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (SK-01)	25	70	1,20

120 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (SK-01)	25	70	1,30
120 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (SK-01)	25	70	1,40
120 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (SK-01)	25	70	1,50
120 250 085 089	Lâmina sagital STD 25x85x0,89 mm (SK-01)	25	85	0,89
120 250 085 090	Lâmina sagital STD 25x85x0,90 mm (SK-01)	25	85	0,90
120 250 085 100	Lâmina sagital STD 25x85x1,00 mm (SK-01)	25	85	1,00
120 250 085 119	Lâmina sagital STD 25x85x1,19 mm (SK-01)	25	85	1,19
120 250 085 120	Lâmina sagital STD 25x85x1,20 mm (SK-01)	25	85	1,20
120 250 085 127	Lâmina sagital STD 25x85x1,27 mm (SK-01)	25	85	1,27
120 250 085 130	Lâmina sagital STD 25x85x1,30 mm (SK-01)	25	85	1,30
120 250 085 137	Lâmina sagital STD 25x85x1,37 mm (SK-01)	25	85	1,37
120 250 085 140	Lâmina sagital STD 25x85x1,40 mm (SK-01)	25	85	1,40
120 250 085 147	Lâmina sagital STD 25x85x1,47 mm (SK-01)	25	85	1,47
120 250 085 150	Lâmina sagital STD 25x85x1,50 mm (SK-01)	25	85	1,50
120 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (SK-01)	25	90	0,89
120 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (SK-01)	25	90	0,90
120 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (SK-01)	25	90	1,00
120 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (SK-01)	25	90	1,19
120 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (SK-01)	25	90	1,20
120 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (SK-01)	25	90	1,27
120 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (SK-01)	25	90	1,30
120 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (SK-01)	25	90	1,37
120 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (SK-01)	25	90	1,40
120 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (SK-01)	25	90	1,47
120 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (SK-01)	25	90	1,50
120 250 095 100	Lâmina sagital STD 25x95x1,00 mm (SK-01)	25	95	1,00
120 250 095 120	Lâmina sagital STD 25x95x1,20 mm (SK-01)	25	95	1,20
120 250 095 127	Lâmina sagital STD 25x95x1,27 mm (SK-01)	25	95	1,27
120 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (SK-01)	25,4	90	0,89
120 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (SK-01)	25,4	90	0,90
120 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (SK-01)	25,4	90	1,00
120 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (SK-01)	25,4	90	1,19
120 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (SK-01)	25,4	90	1,20
120 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (SK-01)	25,4	90	1,27
120 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (SK-01)	25,4	90	1,30
120 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (SK-01)	25,4	90	1,37
120 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (SK-01)	25,4	90	1,40
120 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (SK-01)	25,4	90	1,47
120 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (SK-01)	25,4	90	1,50
120 270 058 060	Lâmina sagital sagital 27x58x0,60 mm (SK-01)	27	58	0,60
120 300 032 060	Lâmina sagital 30x32x0,60 mm (SK-01)	30	32	0,60
120 405 475 060	Lâmina sagital 40,5x47,5x0,60 mm (SK-01)	40,5	47,5	0,60
120 530 032 060	Lâmina sagital 53x32x0,60 mm (SK-01)	53	32	0,60
120 600 030 120	Lâmina sagital 60x30x1,20 mm (SK-01)	60	30	1,20
120 800 025 060	Lâmina sagital 80x25x0,60 mm (SK-01)	80	25	0,60
121 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (SK-02)	7	20	0,80
121 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (SK-02)	9	25	0,60

121 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (SK-02)	13	70	0,90
121 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (SK-02)	13	70	1,00
121 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (SK-02)	13	70	1,20
121 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (SK-02)	13	70	1,30
121 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (SK-02)	13	70	1,40
121 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (SK-02)	13	70	1,50
121 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (SK-02)	19	70	0,90
121 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (SK-02)	19	70	1,00
121 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (SK-02)	19	70	1,20
121 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (SK-02)	19	70	1,30
121 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (SK-02)	19	70	1,40
121 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (SK-02)	19	70	1,50
121 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (SK-02)	25	70	0,90
121 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (SK-02)	25	70	1,00
121 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (SK-02)	25	70	1,20
121 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (SK-02)	25	70	1,30
121 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (SK-02)	25	70	1,40
121 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (SK-02)	25	70	1,50
121 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (SK-02)	13	90	0,90
121 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (SK-02)	13	90	1,00
121 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (SK-02)	13	90	1,20
121 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (SK-02)	13	90	1,30
121 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (SK-02)	13	90	1,40
121 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (SK-02)	13	90	1,50
121 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (SK-02)	19	90	0,90
121 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (SK-02)	19	90	1,00
121 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (SK-02)	19	90	1,20
121 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (SK-02)	19	90	1,30
121 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (SK-02)	19	90	1,40
121 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (SK-02)	19	90	1,50
121 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (SK-02)	25	90	0,90
121 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (SK-02)	25	90	1,00
121 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (SK-02)	25	90	1,20
121 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (SK-02)	25	90	1,30
121 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (SK-02)	25	90	1,40
121 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (SK-02)	25	90	1,50
122 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (SK-03)	7	20	0,80
122 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (SK-03)	9	25	0,60
122 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (SK-03)	13	70	0,90
122 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (SK-03)	13	70	1,00
122 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (SK-03)	13	70	1,20
122 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (SK-03)	13	70	1,30
122 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (SK-03)	13	70	1,40
122 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (SK-03)	13	70	1,50
122 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (SK-03)	19	70	0,90
122 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (SK-03)	19	70	1,00
122 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (SK-03)	19	70	1,20

122 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (SK-03)	19	70	1,30
122 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (SK-03)	19	70	1,40
122 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (SK-03)	19	70	1,50
122 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (SK-03)	25	70	0,90
122 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (SK-03)	25	70	1,00
122 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (SK-03)	25	70	1,20
122 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (SK-03)	25	70	1,30
122 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (SK-03)	25	70	1,40
122 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (SK-03)	25	70	1,50
122 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (SK-03)	13	90	0,90
122 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (SK-03)	13	90	1,00
122 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (SK-03)	13	90	1,20
122 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (SK-03)	13	90	1,30
122 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (SK-03)	13	90	1,40
122 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (SK-03)	13	90	1,50
122 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (SK-03)	19	90	0,90
122 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (SK-03)	19	90	1,00
122 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (SK-03)	19	90	1,20
122 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (SK-03)	19	90	1,30
122 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (SK-03)	19	90	1,40
122 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (SK-03)	19	90	1,50
122 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (SK-03)	25	90	0,90
122 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (SK-03)	25	90	1,00
122 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (SK-03)	25	90	1,20
122 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (SK-03)	25	90	1,30
122 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (SK-03)	25	90	1,40
122 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (SK-03)	25	90	1,50
123 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (SK-04)	9	25	0,60
123 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (SK-04)	13	90	1,00
123 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (SK-04)	13	90	1,20
123 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (SK-04)	19	90	1,00
123 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (SK-04)	19	90	1,20
123 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (SK-04)	19	90	1,27
123 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (SK-04)	19	90	1,30
140 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (LH-01)	5,5	25	0,60
140 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (LH-01)	7	20	0,80
140 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (LH-01)	7	25	0,60
140 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (LH-01)	9	25	0,60
140 090 035 060	Lâmina sagital micro 90° 9x35x0,60 mm(LH-01)	9	35	0,60
140 090 040 060	Lâmina sagital micro 9x40x0,60 mm (LH-01)	9	40	0,60
140 120 735 060	Lâmina recíproco micro 12x73,5x0,60 mm (LH-01)	12	73,5	0,60
140 130 064 090	Lâmina sagital micro 13x64x0,90 mm (LH-01)	13	64	0,90
140 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (LH-01)	13	70	0,90
140 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (LH-01)	13	70	1,00
140 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (LH-01)	13	70	1,20
140 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (LH-01)	13	70	1,30
140 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (LH-01)	13	70	1,40

140 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (LH-01)	13	70	1,50
140 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (LH-01)	19	70	0,90
140 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (LH-01)	19	70	1,00
140 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (LH-01)	19	70	1,20
140 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (LH-01)	19	70	1,30
140 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (LH-01)	19	70	1,40
140 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (LH-01)	19	70	1,50
140 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (LH-01)	25	70	0,90
140 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (LH-01)	25	70	1,00
140 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (LH-01)	25	70	1,20
140 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (LH-01)	25	70	1,30
140 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (LH-01)	25	70	1,40
140 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (LH-01)	25	70	1,50
140 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (LH-01)	13	90	0,89
140 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (LH-01)	13	90	0,90
140 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (LH-01)	13	90	1,00
140 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (LH-01)	13	90	1,19
140 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (LH-01)	13	90	1,20
140 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (LH-01)	13	90	1,30
140 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (LH-01)	13	90	1,37
140 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (LH-01)	13	90	1,40
140 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (LH-01)	13	90	1,47
140 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (LH-01)	13	90	1,50
140 150 048 060	Lâmina sagital micro 15x48x0,60 mm (LH-01)	15	48	0,60
140 155 062 060	Lâmina sagital micro 15,5x62x0,60 mm (LH-01)	15,5	62	0,60
140 185 068 060	Lâmina sagital micro 18,5x68x0,60 mm (LH-01)	18,5	68	0,60
140 190 064 090	Lâmina sagital micro 19x64x0,90 mm (LH-01)	19	64	0,90
140 190 090 089	Lâmina sagital micro 19x90x0,89 mm (LH-01)	19	90	0,89
140 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (LH-01)	19	90	0,90
140 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (LH-01)	19	90	1,00
140 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (LH-01)	19	90	1,19
140 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (LH-01)	19	90	1,20
140 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (LH-01)	19	90	1,27
140 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (LH-01)	19	90	1,30
140 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (LH-01)	19	90	1,37
140 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (LH-01)	19	90	1,40
140 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (LH-01)	19	90	1,47
140 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (LH-01)	19	90	1,50
140 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (LH-01)	19	100	0,89
140 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (LH-01)	19	100	0,90
140 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (LH-01)	19	100	1,00
140 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (LH-01)	19	100	1,19
140 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (LH-01)	19	100	1,20
140 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (LH-01)	19	100	1,27
140 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (LH-01)	19	100	1,30
140 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (LH-01)	19	100	1,37
140 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (LH-01)	19	100	1,40

140 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (LH-01)	19	100	1,47
140 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (LH-01)	19	100	1,50
140 195 040 060	Lâmina sagital micro 19,5x40x0,60 mm (LH-01)	19,5	40	0,60
140 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (LH-01)	19,5	90	0,89
140 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (LH-01)	19,5	90	0,90
140 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (LH-01)	19,5	90	1,00
140 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (LH-01)	19,5	90	1,19
140 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (LH-01)	19,5	90	1,20
140 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (LH-01)	19,5	90	1,27
140 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (LH-01)	19,5	90	1,30
140 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (LH-01)	19,5	90	1,37
140 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (LH-01)	19,5	90	1,40
140 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (LH-01)	19,5	90	1,47
140 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (LH-01)	19,5	90	1,50
140 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (LH-01)	22	90	0,89
140 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (LH-01)	22	90	0,90
140 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (LH-01)	22	90	1,00
140 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (LH-01)	22	90	1,19
140 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (LH-01)	22	90	1,20
140 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (LH-01)	22	90	1,27
140 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (LH-01)	22	90	1,30
140 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (LH-01)	22	90	1,37
140 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (LH-01)	22	90	1,40
140 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (LH-01)	22	90	1,47
140 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (LH-01)	22	90	1,50
140 250 064 090	Lâmina sagital micro 25x64x0,90 mm (LH-01)	25	64	0,90
140 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (LH-01)	25	90	0,89
140 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (LH-01)	25	90	0,90
140 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (LH-01)	25	90	1,00
140 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (LH-01)	25	90	1,19
140 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (LH-01)	25	90	1,20
140 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (LH-01)	25	90	1,27
140 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (LH-01)	25	90	1,30
140 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (LH-01)	25	90	1,37
140 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (LH-01)	25	90	1,40
140 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (LH-01)	25	90	1,47
140 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (LH-01)	25	90	1,50
140 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (LH-01)	25,4	90	0,89
140 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (LH-01)	25,4	90	0,90
140 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (LH-01)	25,4	90	1,00
140 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (LH-01)	25,4	90	1,19
140 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (LH-01)	25,4	90	1,20
140 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (LH-01)	25,4	90	1,27
140 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (LH-01)	25,4	90	1,30
140 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (LH-01)	25,4	90	1,37
140 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (LH-01)	25,4	90	1,40
140 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (LH-01)	25,4	90	1,47

140 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (LH-01)	25,4	90	1,50
140 280 048 060	Lâmina sagital micro 28x48x0,60 mm (LH-01)	28	48	0,60
140 320 030 090	Lâmina sagital micro 32x30x0,90 mm (LH-01)	32	30	0,90
140 320 064 090	Lâmina sagital micro 32x64x0,90 mm (LH-01)	32	64	0,90
140 330 064 090	Lâmina sagital micro 33x64x0,90 mm (LH-01)	33	64	0,90
140 520 030 090	Lâmina sagital 52x30x0,90 mm (LH-01)	52	30	0,90
140 520 040 090	Lâmina sagital 52x40x0,90 mm (LH-01)	52	40	0,90
141 090 025 060	Lâmina sagital 9x25x0,60 mm (LH-01)	9	25	0,60
141 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (LH-02)	13	70	0,90
141 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (LH-02)	13	70	1,00
141 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (LH-02)	13	70	1,20
141 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (LH-02)	13	70	1,30
141 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (LH-02)	13	70	1,40
141 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (LH-02)	13	70	1,50
141 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (LH-02)	19	70	0,90
141 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (LH-02)	19	70	1,00
141 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (LH-02)	19	70	1,20
141 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (LH-02)	19	70	1,30
141 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (LH-02)	19	70	1,40
141 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (LH-02)	19	70	1,50
141 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (LH-02)	25	70	0,90
141 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (LH-02)	25	70	1,00
141 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (LH-02)	25	70	1,20
141 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (LH-02)	25	70	1,30
141 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (LH-02)	25	70	1,40
141 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (LH-02)	25	70	1,50
141 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (LH-02)	13	90	0,90
141 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (LH-02)	13	90	1,00
141 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (LH-02)	13	90	1,20
141 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (LH-02)	13	90	1,30
141 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (LH-02)	13	90	1,40
141 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (LH-02)	13	90	1,50
141 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (LH-02)	19	90	0,90
141 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (LH-02)	19	90	1,00
141 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (LH-02)	19	90	1,20
141 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (LH-02)	19	90	1,30
141 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (LH-02)	19	90	1,40
141 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (LH-02)	19	90	1,50
141 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (LH-02)	25	90	0,90
141 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (LH-02)	25	90	1,00
141 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (LH-02)	25	90	1,20
141 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (LH-02)	25	90	1,30
141 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (LH-02)	25	90	1,40
141 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (LH-02)	25	90	1,50
142 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (LV-01)	9	25	0,60
142 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (LV-01)	13	70	0,90
142 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (LV-01)	13	70	1,00

142 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (LV-01)	13	70	1,20
142 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (LV-01)	13	70	1,30
142 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (LV-01)	13	70	1,40
142 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (LV-01)	13	70	1,50
142 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (LV-01)	19	70	0,90
142 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (LV-01)	19	70	1,00
142 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (LV-01)	19	70	1,20
142 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (LV-01)	19	70	1,30
142 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (LV-01)	19	70	1,40
142 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (LV-01)	19	70	1,50
142 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (LV-01)	25	70	0,90
142 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (LV-01)	25	70	1,00
142 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (LV-01)	25	70	1,20
142 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (LV-01)	25	70	1,30
142 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (LV-01)	25	70	1,40
142 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (LV-01)	25	70	1,50
142 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (LV-01)	13	90	0,90
142 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (LV-01)	13	90	1,00
142 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (LV-01)	13	90	1,20
142 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (LV-01)	13	90	1,30
142 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (LV-01)	13	90	1,40
142 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (LV-01)	13	90	1,50
142 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (LV-01)	19	90	0,90
142 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (LV-01)	19	90	1,00
142 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (LV-01)	19	90	1,20
142 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (LV-01)	19	90	1,30
142 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (LV-01)	19	90	1,40
142 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (LV-01)	19	90	1,50
142 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (LV-01)	25	90	0,90
142 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (LV-01)	25	90	1,00
142 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (LV-01)	25	90	1,20
142 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (LV-01)	25	90	1,30
142 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (LV-01)	25	90	1,40
142 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (LV-01)	25	90	1,50
160 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (FRG-01)	7	20	0,80
160 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (FRG-01)	13	70	0,90
160 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (FRG-01)	13	70	1,00
160 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (FRG-01)	13	70	1,20
160 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (FRG-01)	13	70	1,30
160 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (FRG-01)	13	70	1,40
160 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (FRG-01)	13	70	1,50
160 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (FRG-01)	19	70	0,90
160 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (FRG-01)	19	70	1,00
160 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (FRG-01)	19	70	1,20
160 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (FRG-01)	19	70	1,30
160 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (FRG-01)	19	70	1,40
160 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (FRG-01)	19	70	1,50

160 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (FRG-01)	25	70	0,90
160 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (FRG-01)	25	70	1,00
160 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (FRG-01)	25	70	1,20
160 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (FRG-01)	25	70	1,30
160 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (FRG-01)	25	70	1,40
160 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (FRG-01)	25	70	1,50
160 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (FRG-01)	13	90	0,90
160 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (FRG-01)	13	90	1,00
160 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (FRG-01)	13	90	1,20
160 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (FRG-01)	13	90	1,30
160 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (FRG-01)	13	90	1,40
160 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (FRG-01)	13	90	1,50
160 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (FRG-01)	19	90	0,90
160 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (FRG-01)	19	90	1,00
160 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (FRG-01)	19	90	1,20
160 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (FRG-01)	19	90	1,30
160 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (FRG-01)	19	90	1,40
160 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (FRG-01)	19	90	1,50
160 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (FRG-01)	25	90	0,90
160 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (FRG-01)	25	90	1,00
160 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (FRG-01)	25	90	1,20
160 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (FRG-01)	25	90	1,30
160 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (FRG-01)	25	90	1,40
160 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (FRG-01)	25	90	1,50
180 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (BJ-01)	7	20	0,80
180 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (BJ-01)	7	25	0,60
180 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (BJ-01)	9	25	0,60
180 130 020 090	Lâmina sagital micro 13x20x0,90 mm (BJ-01)	13	20	0,90
180 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (BJ-01)	13	70	0,90
180 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (BJ-01)	13	70	1,00
180 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (BJ-01)	13	70	1,20
180 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (BJ-01)	13	70	1,30
180 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (BJ-01)	13	70	1,40
180 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (BJ-01)	13	70	1,50
180 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (BJ-01)	19	70	0,90
180 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (BJ-01)	19	70	1,00
180 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (BJ-01)	19	70	1,20
180 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (BJ-01)	19	70	1,30
180 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (BJ-01)	19	70	1,40
180 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (BJ-01)	19	70	1,50
180 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (BJ-01)	25	70	0,90
180 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (BJ-01)	25	70	1,00
180 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (BJ-01)	25	70	1,20
180 250 070 127	Lâmina sagital STD 25x70x1,27 mm (BJ-01)	25	70	1,27
180 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (BJ-01)	25	70	1,30
180 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (BJ-01)	25	70	1,40
180 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (BJ-01)	25	70	1,50

180 100 090 120	Lâmina sagital STD 10x90x1,20 mm (BJ-01)	10	90	1,20
180 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (BJ-01)	13	90	0,90
180 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (BJ-01)	13	90	1,00
180 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (BJ-01)	13	90	1,20
180 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (BJ-01)	13	90	1,27
180 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (BJ-01)	13	90	1,30
180 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (BJ-01)	13	90	1,40
180 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (BJ-01)	13	90	1,50
180 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (BJ-01)	19	90	0,90
180 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (BJ-01)	19	90	1,00
180 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (BJ-01)	19	90	1,20
180 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (BJ-01)	19	90	1,27
180 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (BJ-01)	19	90	1,30
180 190 090 135	Lâmina sagital STD 19x90x1,35 mm (BJ-01)	19	90	1,35
180 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (BJ-01)	19	90	1,40
180 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (BJ-01)	19	90	1,50
180 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (BJ-01)	25	90	0,90
180 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (BJ-01)	25	90	1,00
180 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (BJ-01)	25	90	1,20
180 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (BJ-01)	25	90	1,27
180 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (BJ-01)	25	90	1,30
180 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (BJ-01)	25	90	1,40
180 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (BJ-01)	25	90	1,50
180 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (BJ-01)	19	100	1,00
180 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (BJ-01)	19	100	1,20
180 240 110 120	Lâmina sagital STD 24x110x1,20 mm (BJ-01)	24	110	1,20
181 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (CT-01)	7	20	0,80
181 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (CT-01)	13	90	1,00
181 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (CT-01)	13	90	1,20
181 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (CT-01)	19	90	1,00
181 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (CT-01)	19	90	1,20
182 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (CT-02)	13	90	1,00
182 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (CT-02)	13	90	1,20
182 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (CT-02)	19	90	1,00
182 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (CT-02)	19	90	1,20
182 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (CT-02)	25	90	1,00
182 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (CT-02)	25	90	1,20
281 130 080 090	Lâmina sagital STD 13x80x0,90 mm (CT-03)	13	80	0,90
281 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (CT-03)	13	90	1,00
281 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (CT-03)	13	90	1,27
281 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (CT-03)	19	90	0,90
281 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (CT-03)	19	90	1,00
281 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (CT-03)	19	90	1,20
281 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (CT-03)	19	100	1,00
281 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (CT-03)	19	100	1,27
281 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (CT-03)	25	90	0,90
281 250 100 127	Lâmina sagital STD 25x100x1,27 mm (CT-03)	25	100	1,27

282 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (CT-04)	7	20	0,80
282 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (CT-04)	13	90	0,90
282 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (CT-04)	13	90	1,00
282 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (CT-04)	13	90	1,20
282 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (CT-04)	19	90	0,90
282 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (CT-04)	19	90	1,00
282 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (CT-04)	19	90	1,20
282 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (CT-04)	25	90	0,90
282 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (CT-04)	25	90	1,00
282 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (CT-04)	25	90	1,20
283 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (CT-05)	19	90	1,20
284 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (CT-06)	7	20	0,80
284 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (CT-06)	19	90	1,20
284 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (CT-06)	25	70	1,20
284 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (CT-06)	25	90	1,20
301 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (CT-07)	19	90	1,20
301 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (CT-07)	19	90	1,27
200 055 019 060	Lâmina sagital micro 5,5x19x0,60 mm (DS-02)	5,5	19	0,60
200 055 023 060	Lâmina sagital micro 5,5x23x0,60 mm (DS-02)	5,5	23	0,60
200 055 026 060	Lâmina sagital micro 5,5x26x0,60 mm (DS-02)	5,5	26	0,60
200 055 034 060	Lâmina sagital micro 5,5x34x0,60 mm (DS-02)	5,5	34	0,60
200 060 030 060	Lâmina sagital micro 06x30x0,60 mm (DS-02)	6	30	0,60
200 070 016 060	Lâmina sagital micro 7x16x0,60 mm (DS-02)	7	16	0,60
200 070 020 060	Lâmina sagital micro 7x20x0,60 mm (DS-01)	7	20	0,60
200 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (DS-01)	7	20	0,80
200 070 022 060	Lâmina sagital micro 7x22x0,60 mm (DS-02)	7	22	0,60
200 070 031 060	Lâmina sagital micro 7x31x0,60 mm (DS-02)	7	31	0,60
200 080 030 060	Lâmina sagital micro 08x30x0,60 mm (DS-02)	8	30	0,60
200 090 022 060	Lâmina sagital micro 9x22x0,60 mm (DS-02)	9	22	0,60
200 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (DS-01)	9	25	0,60
200 090 027 060	Lâmina sagital micro 9x27x0,60 mm (DS-02)	9	27	0,60
200 090 030 060	Lâmina sagital micro 9x30x0,60 mm (DS-02)	9	30	0,60
200 090 032 060	Lâmina sagital micro 9x32x0,60 mm (DS-02)	9	32	0,60
200 090 036 060	Lâmina sagital micro 9x36x0,60 mm (DS-02)	9	36	0,60
200 090 039 060	Lâmina sagital micro 9x39x0,60 mm (DS-02)	9	39	0,60
200 090 055 060	Lâmina recíprocante 9x55x0,60 mm (DS-03)	9	55	0,60
200 090 055 090	Lâmina recíprocante 9x55x0,90 mm (DS-03)	9	55	0,90
200 090 080 090	Lâmina recíprocante 9x80x0,90 mm (DS-03)	9	80	0,90
200 090 080 100	Lâmina recíprocante 9x80x1,00 mm (DS-03)	9	80	1,00
200 090 089 100	Lâmina recíprocante 9x89x1,00 mm (DS-03)	9	89	1,00
200 090 089 120	Lâmina recíprocante 9x89x1,20 mm (DS-03)	9	89	1,20
200 090 089 130	Lâmina recíprocante 9x89x1,30 mm (DS-03)	9	89	1,30
200 100 089 120	Lâmina recíprocante 10x89x1,20 mm (DS-03)	10	89	1,20
200 100 089 130	Lâmina recíprocante 10x89x1,30 mm (DS-03)	10	89	1,30
200 120 070 100	Lâmina recíprocante 12x70x1,00 mm (DS-03)	12	70	1,00
200 120 082 120	Lâmina recíprocante 12x82x1,20 mm (DS-03)	12	82	1,20
200 130 026 060	Lâmina micro 13x26x0,60 mm (DS-02)	13	26	0,60

200 130 039 060	Lâmina micro STD 13x39x0,60 mm (DS-02)	13	39	0,60
200 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (DS-01)	13	70	0,90
200 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (DS-01)	13	70	1,00
200 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (DS-01)	13	70	1,20
200 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (DS-01)	13	70	1,30
200 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (DS-01)	13	70	1,40
200 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (DS-01)	13	70	1,50
200 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (DS-01)	19	70	0,90
200 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (DS-01)	19	70	1,00
200 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (DS-01)	19	70	1,20
200 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (DS-01)	19	70	1,30
200 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (DS-01)	19	70	1,40
200 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (DS-01)	19	70	1,50
200 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (DS-01)	25	70	0,90
200 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (DS-01)	25	70	1,00
200 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (DS-01)	25	70	1,20
200 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (DS-01)	25	70	1,30
200 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (DS-01)	25	70	1,40
200 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (DS-01)	25	70	1,50
200 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (DS-01)	13	90	0,89
200 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (DS-01)	13	90	0,90
200 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (DS-01)	13	90	1,00
200 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (DS-01)	13	90	1,19
200 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (DS-01)	13	90	1,20
200 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (DS-01)	13	90	1,30
200 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (DS-01)	13	90	1,37
200 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (DS-01)	13	90	1,40
200 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (DS-01)	13	90	1,47
200 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (DS-01)	13	90	1,50
200 150 025 060	Lâmina sagital micro 15x25x0,60 mm (DS-01)	15	25	0,60
200 190 039 060	Lâmina sagital micro 19x39x0,60 mm (DS-02)	19	39	0,60
200 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (DS-01)	19	90	0,89
200 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (DS-01)	19	90	0,90
200 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (DS-01)	19	90	1,00
200 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (DS-01)	19	90	1,19
200 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (DS-01)	19	90	1,20
200 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (DS-01)	19	90	1,27
200 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (DS-01)	19	90	1,30
200 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (DS-01)	19	90	1,37
200 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (DS-01)	19	90	1,40
200 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (DS-01)	19	90	1,47
200 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (DS-01)	19	90	1,50
200 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (DS-01)	19	100	0,89
200 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (DS-01)	19	100	0,90
200 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (DS-01)	19	100	1,00
200 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (DS-01)	19	100	1,19
200 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (DS-01)	19	100	1,20

200 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (DS-01)	19	100	1,27
200 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (DS-01)	19	100	1,30
200 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (DS-01)	19	100	1,37
200 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (DS-01)	19	100	1,40
200 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (DS-01)	19	100	1,47
200 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (DS-01)	19	100	1,50
200 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (DS-01)	19,5	90	0,89
200 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (DS-01)	19,5	90	0,90
200 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (DS-01)	19,5	90	1,00
200 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (DS-01)	19,5	90	1,19
200 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (DS-01)	19,5	90	1,20
200 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (DS-01)	19,5	90	1,27
200 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (DS-01)	19,5	90	1,30
200 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (DS-01)	19,5	90	1,37
200 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (DS-01)	19,5	90	1,40
200 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (DS-01)	19,5	90	1,47
200 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (DS-01)	19,5	90	1,50
200 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (DS-01)	22	90	0,89
200 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (DS-01)	22	90	0,90
200 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (DS-01)	22	90	1,00
200 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (DS-01)	22	90	1,19
200 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (DS-01)	22	90	1,20
200 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (DS-01)	22	90	1,27
200 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (DS-01)	22	90	1,30
200 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (DS-01)	22	90	1,37
200 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (DS-01)	22	90	1,40
200 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (DS-01)	22	90	1,47
200 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (DS-01)	22	90	1,50
200 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (DS-01)	25	90	0,89
200 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (DS-01)	25	90	0,90
200 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (DS-01)	25	90	1,00
200 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (DS-01)	25	90	1,19
200 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (DS-01)	25	90	1,20
200 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (DS-01)	25	90	1,30
200 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (DS-01)	25	90	1,37
200 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (DS-01)	25	90	1,40
200 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (DS-01)	25	90	1,47
200 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (DS-01)	25	90	1,50
200 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (DS-01)	25,4	90	0,89
200 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (DS-01)	25,4	90	0,90
200 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (DS-01)	25,4	90	1,00
200 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (DS-01)	25,4	90	1,19
200 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (DS-01)	25,4	90	1,20
200 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (DS-01)	25,4	90	1,27
200 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (DS-01)	25,4	90	1,30
200 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (DS-01)	25,4	90	1,37
200 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (DS-01)	25,4	90	1,40

200 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (DS-01)	25,4	90	1,47
200 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (DS-01)	25,4	90	1,50
200 270 048 060	Lâmina sagital STD 27x48x0,60 mm (DS-01)	27	48	0,60
200 270 068 060	Lâmina sagital STD 27x68x0,60 mm (DS-01)	27	68	0,60
210 045 025 060	Lâmina sagital micro 4,5x25x0,60 mm (SN-01)	4,5	25	0,60
210 058 025 060	Lâmina sagital micro 5,8x25x0,60 mm (SN-01)	5,8	25	0,60
210 094 025 060	Lâmina sagital micro 9,4x25x0,60 mm (SN-01)	9,4	25	0,60
210 190 025 060	Lâmina sagital micro 19x25x0,60 mm (SN-01)	19	25	0,60
220 050 018 060	Lâmina sagital micro 5x18x0,60 mm (ST-02)	5	18	0,60
220 055 030 060	Lâmina sagital micro 5,5x30x0,60 mm (ST-02)	5,5	30	0,60
220 060 030 060	Lâmina sagital micro 6x30x0,60 mm (ST-02)	6	30	0,60
220 065 025 060	Lâmina sagital micro 6,5x25x0,60 mm (ST-02)	6,5	25	0,60
220 070 015 060	Lâmina sagital micro 7x15x0,60 mm (ST-02)	7	15	0,60
220 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (ST-01)	7	20	0,80
220 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (ST-01)	7	25	0,60
220 080 022 060	Lâmina sagital micro 8x22x0,60 mm (ST-02)	8	22	0,60
220 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (ST-02)	9	25	0,60
220 100 025 060	Lâmina sagital micro 10x25x0,60 mm (ST-02)	10	25	0,60
220 100 030 060	Lâmina sagital micro 10x30x0,60 mm (ST-02)	10	30	0,60
220 100 050 060	Lâmina sagital micro 10x50x0,60 mm (ST-02)	10	50	0,60
220 100 070 127	Lâmina sagital micro 10x70x1,27 mm (ST-02)	10	70	1,27
220 120 022 060	Lâmina sagital micro 12x22x0,60 mm (ST-02)	12	22	0,60
220 120 055 105	Lâmina recíprocante 12x55x1,05 mm (ST-03)	12	55	1,05
220 120 067 090	Lâmina recíprocante 12x67x0,90 mm (ST-03)	12	67	0,90
220 120 067 100	Lâmina recíprocante 12x67x1,00 mm (ST-03)	12	67	1,00
220 120 067 110	Lâmina recíprocante 12x67x1,10 mm (ST-03)	12	67	1,10
220 120 067 120	Lâmina recíprocante 12x67x1,20 mm (ST-03)	12	67	1,20
220 120 070 127	Lâmina recíprocante 12x70x1,27 mm (ST-03)	12	70	1,27
220 120 080 105	Lâmina recíprocante 12x80x1,05 mm (ST-03)	12	80	1,05
220 125 077 090	Lâmina recíprocante 12,5x77x0,90 mm (ST-03)	12,5	77	0,90
220 125 077 100	Lâmina recíprocante 12,5x77x1,00 mm (ST-03)	12,5	77	1,00
220 125 077 120	Lâmina recíprocante 12,5x77x1,20 mm (ST-03)	12,5	77	1,20
220 125 089 090	Lâmina recíprocante 12,5x89x0,90 mm (ST-03)	12,5	89	0,90
220 125 089 100	Lâmina recíprocante 12,5x89x1,00 mm (ST-03)	12,5	89	1,00
220 125 089 120	Lâmina recíprocante 12,5x89x1,20 mm (ST-03)	12,5	89	1,20
220 130 060 090	Lâmina sagital STD 13x60x0,90 mm (ST-01)	13	60	0,90
220 130 068 090	Lâmina recíprocante 13x68x0,90 mm (ST-03)	13	68	0,90
220 130 068 100	Lâmina recíprocante 13x68x1,00 mm (ST-03)	13	68	1,00
220 130 068 120	Lâmina recíprocante 13x68x1,20 mm (ST-03)	13	68	1,20
220 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (ST-01)	13	70	0,90
220 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (ST-01)	13	70	1,00
220 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (ST-01)	13	70	1,20
220 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (ST-01)	13	70	1,30
220 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (ST-01)	13	70	1,40
220 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (ST-01)	13	70	1,50
220 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (ST-01)	19	70	0,90
220 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (ST-01)	19	70	1,00

220 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (ST-01)	19	70	1,20
220 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (ST-01)	19	70	1,30
220 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (ST-01)	19	70	1,40
220 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (ST-01)	19	70	1,50
220 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (ST-01)	25	70	0,90
220 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (ST-01)	25	70	1,00
220 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (ST-01)	25	70	1,20
220 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (ST-01)	25	70	1,30
220 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (ST-01)	25	70	1,40
220 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (ST-01)	25	70	1,50
220 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (ST-01)	13	90	0,89
220 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (ST-01)	13	90	0,90
220 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (ST-01)	13	90	1,00
220 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (ST-01)	13	90	1,20
220 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (ST-01)	13	90	1,19
220 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (ST-01)	13	90	1,30
220 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (ST-01)	13	90	1,37
220 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (ST-01)	13	90	1,40
220 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (ST-01)	13	90	1,47
220 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (ST-01)	13	90	1,50
220 140 020 060	Lâmina sagital micro 14x20x0,60 mm (ST-01)	14	20	0,60
220 140 025 060	Lâmina sagital micro 14x25x0,60 mm (ST-02)	14	25	0,60
220 145 050 060	Lâmina sagital micro 14,5x50x0,60 mm (ST-02)	14,5	50	0,60
220 150 023 060	Lâmina sagital micro 15x23x0,60 mm (ST-02)	15	23	0,60
220 150 060 090	Lâmina sagital micro 15x60x0,90 mm (ST-01)	15	60	0,90
220 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (ST-01)	19	90	0,89
220 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (ST-01)	19	90	0,90
220 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (ST-01)	19	90	1,00
220 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (ST-01)	19	90	1,19
220 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (ST-01)	19	90	1,20
220 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (ST-01)	19	90	1,27
220 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (ST-01)	19	90	1,30
220 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (ST-01)	19	90	1,37
220 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (ST-01)	19	90	1,40
220 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (ST-01)	19	90	1,47
220 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (ST-01)	19	90	1,50
220 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (ST-01)	19	100	0,89
220 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (ST-01)	19	100	0,90
220 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (ST-01)	19	100	1,00
220 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (ST-01)	19	100	1,19
220 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (ST-01)	19	100	1,20
220 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (ST-01)	19	100	1,27
220 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (ST-01)	19	100	1,30
220 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (ST-01)	19	100	1,37
220 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (ST-01)	19	100	1,40
220 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (ST-01)	19	100	1,47
220 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (ST-01)	19	100	1,50

220 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (ST-01)	19,5	90	0,89
220 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (ST-01)	19,5	90	0,90
220 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (ST-01)	19,5	90	1,00
220 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (ST-01)	19,5	90	1,19
220 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (ST-01)	19,5	90	1,20
220 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (ST-01)	19,5	90	1,27
220 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (ST-01)	19,5	90	1,30
220 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (ST-01)	19,5	90	1,37
220 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (ST-01)	19,5	90	1,40
220 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (ST-01)	19,5	90	1,47
220 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (ST-01)	19,5	90	1,50
220 198 050 060	Lâmina sagital micro 19,8x50x0,60 mm (ST-02)	19,8	50	0,60
220 200 045 060	Lâmina sagital micro 20x45x0,60 mm (ST-02)	20	45	0,60
220 222 090 089	Lâmina sagital STD 22,2x90x0,89 mm (ST-01)	22	90	0,89
220 222 090 090	Lâmina sagital STD 22,2x90x0,90 mm (ST-01)	22	90	0,90
220 222 090 100	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,00 mm (ST-01)	22	90	1,00
220 222 090 119	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,19 mm (ST-01)	22	90	1,19
220 222 090 120	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,20 mm (ST-01)	22	90	1,20
220 222 090 127	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,27 mm (ST-01)	22	90	1,27
220 222 090 130	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,30 mm (ST-01)	22	90	1,30
220 222 090 137	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,37 mm (ST-01)	22	90	1,37
220 222 090 140	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,40 mm (ST-01)	22	90	1,40
220 222 090 147	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,47 mm (ST-01)	22	90	1,47
220 222 090 150	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,50 mm (ST-01)	22	90	1,50
220 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (ST-01)	25	90	0,89
220 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (ST-01)	25	90	0,90
220 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (ST-01)	25	90	1,00
220 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (ST-01)	25	90	1,19
220 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (ST-01)	25	90	1,20
220 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (ST-01)	25	90	1,27
220 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (ST-01)	25	90	1,30
220 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (ST-01)	25	90	1,37
220 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (ST-01)	25	90	1,40
220 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (ST-01)	25	90	1,47
220 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (ST-01)	25	90	1,50
220 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (ST-01)	25,4	90	0,89
220 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (ST-01)	25,4	90	0,90
220 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (ST-01)	25,4	90	1,00
220 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (ST-01)	25,4	90	1,19
220 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (ST-01)	25,4	90	1,20
220 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (ST-01)	25,4	90	1,30
220 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (ST-01)	25,4	90	1,37
220 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (ST-01)	25,4	90	1,40
220 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (ST-01)	25,4	90	1,47
220 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (ST-01)	25,4	90	1,50
220 270 050 060	Lâmina sagital micro 27x50x0,60 mm (ST-02)	27	50	0,60
220 270 051 060	Lâmina sagital micro 27x51x0,60 mm (ST-01)	27	51	0,60

220 480 070 060	Lâmina sagital 48x70x0,60 mm (ST-01)	48	70	0,60
220 490 070 090	Lâmina sagital 49x70x0,90 mm (ST-01)	49	70	0,90
223 125 062 090	Lâmina recíprocante 12,5x62x0,90 mm (ZM-01)	12,5	62	0,90
223 125 062 100	Lâmina recíprocante 12,5x62x1,00 mm (ZM-01)	12,5	62	1,00
223 125 062 120	Lâmina recíprocante 12,5x62x1,20 mm (ZM-01)	12,5	62	1,20
223 125 073 090	Lâmina recíprocante 12,5x73x0,90 mm (ZM-01)	12,5	73	0,90
223 125 073 100	Lâmina recíprocante 12,5x73x1,00 mm (ZM-01)	12,5	73	1,00
223 125 073 120	Lâmina recíprocante 12,5x73x1,20 mm (ZM-01)	12,5	73	1,20
223 125 075 090	Lâmina recíprocante 12,5x75x0,90 mm (ZM-01)	12,5	75	0,90
223 125 075 100	Lâmina recíprocante 12,5x75x1,00 mm (ZM-01)	12,5	75	1,00
223 125 075 120	Lâmina recíprocante 12,5x75x1,20 mm (ZM-01)	12,5	75	1,20
223 125 089 090	Lâmina recíprocante 12,5x89x0,90 mm (ZM-01)	12,5	89	0,90
223 125 089 100	Lâmina recíprocante 12,5x89x1,00 mm (ZM-01)	12,5	89	1,00
223 135 076 090	Lâmina recíprocante 13,5x76x0,90 mm (ZM-01)	13,5	76	0,90
223 135 076 100	Lâmina recíprocante 13,5x76x1,00 mm (ZM-01)	13,5	76	1,00
223 135 076 120	Lâmina recíprocante 13,5x76x1,20 mm (ZM-01)	13,5	76	1,20
240 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (AE-01)	9	25	0,60
240 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (AE-01)	13	70	0,90
240 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (AE-01)	13	70	1,00
240 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (AE-01)	13	70	1,20
240 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (AE-01)	13	70	1,30
240 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (AE-01)	13	70	1,40
240 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (AE-01)	13	70	1,50
240 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (AE-01)	19	70	0,90
240 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (AE-01)	19	70	1,00
240 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (AE-01)	19	70	1,20
240 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (AE-01)	19	70	1,30
240 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (AE-01)	19	70	1,40
240 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (AE-01)	19	70	1,50
240 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (AE-01)	25	70	0,90
240 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (AE-01)	25	70	1,00
240 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (AE-01)	25	70	1,20
240 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (AE-01)	25	70	1,30
240 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (AE-01)	25	70	1,40
240 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (AE-01)	25	70	1,50
240 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (AE-01)	13	90	0,90
240 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (AE-01)	13	90	1,00
240 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (AE-01)	13	90	1,20
240 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (AE-01)	13	90	1,30
240 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (AE-01)	13	90	1,40
240 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (AE-01)	13	90	1,50
240 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (AE-01)	19	90	0,90
240 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (AE-01)	19	90	1,00
240 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (AE-01)	19	90	1,20
240 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (AE-01)	19	90	1,30
240 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (AE-01)	19	90	1,40
240 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (AE-01)	19	90	1,50

240 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (AE-01)	25	90	0,90
240 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (AE-01)	25	90	1,00
240 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (AE-01)	25	90	1,20
240 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (AE-01)	25	90	1,30
240 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (AE-01)	25	90	1,40
240 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (AE-01)	25	90	1,50
241 090 025 060	Lâmina sagital STD 9x25x0,60 mm (AE-02)	9	25	0,60
241 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (AE-02)	13	70	0,90
241 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (AE-02)	13	70	1,00
241 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (AE-02)	13	70	1,20
241 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (AE-02)	13	70	1,30
241 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (AE-02)	13	70	1,40
241 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (AE-02)	13	70	1,50
241 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (AE-02)	19	70	0,90
241 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (AE-02)	19	70	1,00
241 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (AE-02)	19	70	1,20
241 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (AE-02)	19	70	1,30
241 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (AE-02)	19	70	1,40
241 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (AE-02)	19	70	1,50
241 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (AE-02)	25	70	0,90
241 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (AE-02)	25	70	1,00
241 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (AE-02)	25	70	1,20
241 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (AE-02)	25	70	1,30
241 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (AE-02)	25	70	1,40
241 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (AE-02)	25	70	1,50
241 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (AE-02)	13	90	0,90
241 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (AE-02)	13	90	1,00
241 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (AE-02)	13	90	1,20
241 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (AE-02)	13	90	1,30
241 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (AE-02)	13	90	1,40
241 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (AE-02)	13	90	1,50
241 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (AE-02)	19	90	0,90
241 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (AE-02)	19	90	1,00
241 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (AE-02)	19	90	1,20
241 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (AE-02)	19	90	1,30
241 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (AE-02)	19	90	1,40
241 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (AE-02)	19	90	1,50
241 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (AE-02)	25	90	0,90
241 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (AE-02)	25	90	1,00
241 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (AE-02)	25	90	1,20
241 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (AE-02)	25	90	1,30
241 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (AE-02)	25	90	1,40
241 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (AE-02)	25	90	1,50
320 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (AE-03)	5,5	25	0,60
320 070 035 060	Lâmina recíprocante 07x35x0,60 mm (AE-06)	7	35	0,60
320 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (AE-03)	7	20	0,80
320 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (AE-03)	9	25	0,60

320 100 035 060	Lâmina sagital micro 10x35x0,60 mm (AE-03)	10	35	0,60
320 100 050 090	Lâmina sagital micro 10x50x0,60 mm (AE-03)	10	50	0,60
320 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (AE-03)	13	70	0,90
320 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (AE-03)	13	70	1,00
320 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (AE-03)	13	70	1,20
320 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (AE-03)	13	70	1,30
320 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (AE-03)	13	70	1,40
320 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (AE-03)	13	70	1,50
320 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (AE-03)	19	70	0,90
320 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (AE-03)	19	70	1,00
320 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (AE-03)	19	70	1,20
320 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (AE-03)	19	70	1,30
320 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (AE-03)	19	70	1,40
320 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (AE-03)	19	70	1,50
320 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (AE-03)	25	70	0,90
320 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (AE-03)	25	70	1,00
320 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (AE-03)	25	70	1,20
320 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (AE-03)	25	70	1,30
320 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (AE-03)	25	70	1,40
320 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (AE-03)	25	70	1,50
320 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (AE-03)	13	90	0,89
320 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (AE-03)	13	90	0,90
320 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (AE-03)	13	90	1,00
320 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (AE-03)	13	90	1,19
320 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (AE-03)	13	90	1,20
320 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (AE-03)	13	90	1,27
320 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (AE-03)	13	90	1,30
320 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (AE-03)	13	90	1,37
320 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (AE-03)	13	90	1,40
320 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (AE-03)	13	90	1,47
320 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (AE-03)	13	90	1,50
320 150 026 060	Lâmina sagital micro 15x26x0,60 mm (AE-03)	15	26	0,60
320 150 045 060	Lâmina sagital micro 15x45x0,60 mm (AE-03)	15	45	0,60
320 150 050 090	Lâmina sagital micro 15x50x0,90 mm (AE-03)	15	50	0,90
320 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (AE-03)	19	90	0,89
320 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (AE-03)	19	90	0,90
320 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (AE-03)	19	90	1,00
320 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (AE-03)	19	90	1,19
320 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (AE-03)	19	90	1,20
320 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (AE-03)	19	90	1,27
320 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (AE-03)	19	90	1,30
320 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (AE-03)	19	90	1,37
320 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (AE-03)	19	90	1,40
320 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47mm (AE-03)	19	90	1,47
320 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (AE-03)	19	90	1,50
320 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (AE-03)	19	100	0,89
320 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (AE-03)	19	100	0,90

320 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (AE-03)	19	100	1,00
320 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (AE-03)	19	100	1,19
320 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (AE-03)	19	100	1,20
320 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (AE-03)	19	100	1,30
320 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (AE-03)	19	100	1,37
320 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (AE-03)	19	100	1,40
320 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (AE-03)	19	100	1,47
320 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (AE-03)	19	100	1,50
320 195 036 090	Lâmina sagital STD 19,5x36x0,90 mm (AE-03)	19,5	36	0,90
320 195 065 090	Lâmina sagital STD 19,5x65x0,90 mm (AE-03)	19,5	65	0,90
320 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (AE-03)	19,5	90	0,89
320 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (AE-03)	19,5	90	0,90
320 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (AE-03)	19,5	90	1,00
320 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (AE-03)	19,5	90	1,19
320 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (AE-03)	19,5	90	1,20
320 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (AE-03)	19,5	90	1,27
320 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (AE-03)	19,5	90	1,30
320 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (AE-03)	19,5	90	1,37
320 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (AE-03)	19,5	90	1,40
320 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (AE-03)	19,5	90	1,47
320 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (AE-03)	22	90	0,89
320 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (AE-03)	22	90	0,90
320 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (AE-03)	22	90	1,00
320 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (AE-03)	22	90	1,19
320 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (AE-03)	22	90	1,20
320 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (AE-03)	22	90	1,27
320 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (AE-03)	22	90	1,30
320 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (AE-03)	22	90	1,37
320 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (AE-03)	22	90	1,40
320 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (AE-03)	22	90	1,47
320 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (AE-03)	22	90	1,50
320 250 048 090	Lâmina sagital micro 25x48x0,90 mm (AE-03)	25	48	0,90
320 250 065 090	Lâmina sagital micro 25x65x0,90 mm (AE-03)	25	65	0,90
320 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (AE-03)	25	90	0,89
320 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (AE-03)	25	90	0,90
320 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (AE-03)	25	90	1,00
320 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (AE-03)	25	90	1,19
320 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (AE-03)	25	90	1,20
320 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (AE-03)	25	90	1,27
320 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (AE-03)	25	90	1,30
320 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (AE-03)	25	90	1,37
320 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (AE-03)	25	90	1,40
320 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (AE-03)	25	90	1,47
320 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (AE-03)	25	90	1,50
320 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (AE-03)	25,4	90	0,89
320 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (AE-03)	25,4	90	0,90
320 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (AE-03)	25,4	90	1,00

320 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (AE-03)	25,4	90	1,19
320 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (AE-03)	25,4	90	1,20
320 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (AE-03)	25,4	90	1,27
320 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (AE-03)	25,4	90	1,30
320 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (AE-03)	25,4	90	1,37
320 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (AE-03)	25,4	90	1,40
320 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (AE-03)	25,4	90	1,47
320 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (AE-03)	25,4	90	1,50
320 300 048 090	Lâmina sagital micro 30x48x0,90 mm (AE-03)	30	48	0,90
320 320 067 090	Lâmina sagital STD 32x67x0,90 mm (AE-03)	32	67	0,90
320 410 067 090	Lâmina sagital STD 41x67x0,90 mm (AE-03)	41	67	0,90
320 420 050 090	Lâmina sagital 42x50x0,90 mm (AE-03)	42	50	0,90
320 710 035 090	Lâmina sagital 71x35x0,90 mm (AE-03)	71	35	0,90
330 095 030 060	Lâmina sagital micro 9,5x30x0,60 mm (AE-05)	9,5	30	0,60
330 120 067 090	Lâmina sagital STD 12x67x0,90 mm (AE-05)	12	67	0,90
330 130 043 060	Lâmina sagital micro 13x43x0,60 mm (AE-05)	13	43	0,60
330 130 048 060	Lâmina sagital micro 13x48x0,60 mm (AE-05)	13	48	0,60
330 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (AE-05)	13	90	0,89
330 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (AE-05)	13	90	0,90
330 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (AE-05)	13	90	1,00
330 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (AE-05)	13	90	1,19
330 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (AE-05)	13	90	1,20
330 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (AE-05)	13	90	1,27
330 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (AE-05)	13	90	1,30
330 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (AE-05)	13	90	1,37
330 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (AE-05)	13	90	1,40
330 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (AE-05)	13	90	1,47
330 140 024 060	Lâmina sagital micro 14x24x0,60 mm (AE-05)	14	24	0,60
330 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (AE-05)	19	90	0,89
330 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (AE-05)	19	90	0,90
330 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (AE-05)	19	90	1,00
330 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (AE-05)	19	90	1,19
330 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (AE-05)	19	90	1,20
330 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (AE-05)	19	90	1,27
330 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (AE-05)	19	90	1,30
330 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (AE-05)	19	90	1,37
330 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (AE-05)	19	90	1,40
330 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (AE-05)	19	90	1,47
330 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (AE-05)	19	90	1,50
330 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (AE-05)	19	100	0,89
330 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (AE-05)	19	100	0,90
330 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (AE-05)	19	100	1,00
330 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (AE-05)	19	100	1,19
330 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (AE-05)	19	100	1,20
330 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (AE-05)	19	100	1,27
330 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (AE-05)	19	100	1,30
330 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (AE-05)	19	100	1,37

330 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (AE-05)	19	100	1,40
330 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (AE-05)	19	100	1,47
330 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (AE-05)	19	100	1,50
330 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (AE-05)	19,5	90	0,89
330 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (AE-05)	19,5	90	0,90
330 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (AE-05)	19,5	90	1,00
330 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (AE-05)	19,5	90	1,19
330 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (AE-05)	19,5	90	1,20
330 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (AE-05)	19,5	90	1,27
330 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (AE-05)	19,5	90	1,30
330 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (AE-05)	19,5	90	1,37
330 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (AE-05)	19,5	90	1,40
330 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (AE-05)	19,5	90	1,47
330 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (AE-05)	19,5	90	1,50
330 220 046 090	Lâmina sagital micro 22x46x0,90 mm (AE-05)	22	46	0,90
330 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (AE-05)	22	90	0,89
330 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (AE-05)	22	90	0,90
330 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (AE-05)	22	90	1,00
330 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (AE-05)	22	90	1,19
330 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (AE-05)	22	90	1,20
330 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (AE-05)	22	90	1,27
330 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (AE-05)	22	90	1,30
330 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (AE-05)	22	90	1,37
330 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (AE-05)	22	90	1,40
330 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (AE-05)	22	90	1,47
330 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (AE-05)	22	90	1,50
330 250 046 090	Lâmina sagital micro 25x46x0,90 mm (AE-05)	25	46	0,90
330 250 067 090	Lâmina sagital STD 25x67x0,90 mm (AE-05)	25	67	0,90
330 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (AE-05)	25	90	0,89
330 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (AE-05)	25	90	0,90
330 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (AE-05)	25	90	1,00
330 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (AE-05)	25	90	1,19
330 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (AE-05)	25	90	1,20
330 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (AE-05)	25	90	1,27
330 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (AE-05)	25	90	1,30
330 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (AE-05)	25	90	1,37
330 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (AE-05)	25	90	1,40
330 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (AE-05)	25	90	1,47
330 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (AE-05)	25	90	1,50
330 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (AE-05)	25,4	90	0,89
330 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (AE-05)	25,4	90	0,90
330 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (AE-05)	25,4	90	1,00
330 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (AE-05)	25,4	90	1,19
330 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (AE-05)	25,4	90	1,20
330 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (AE-05)	25,4	90	1,27
330 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (AE-05)	25,4	90	1,30
330 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (AE-05)	25,4	90	1,37

330 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (AE-05)	25,4	90	1,40
330 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (AE-05)	25,4	90	1,47
330 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (AE-05)	25,4	90	1,50
330 270 046 090	Lâmina sagital micro 27x46x0,90 mm (AE-05)	27	46	0,90
330 270 048 090	Lâmina sagital micro 27x48x0,90 mm (AE-05)	27	48	0,90
330 380 045 090	Lâmina sagital 38x45x0,90 mm (AE-05)	38	45	0,90
330 500 067 060	Lâmina sagital 50x67x0,60 mm (AE-05)	50	67	0,60
260 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (TA-01)	5,5	25	0,60
260 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (TA-01)	7	25	0,60
260 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (TA-01)	9	25	0,60
260 090 040 060	Lâmina sagital micro 9x40x0,60 mm (TA-01)	9	40	0,60
260 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (TA-01)	13	70	0,90
260 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (TA-01)	13	70	1,00
260 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (TA-01)	13	70	1,20
260 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (TA-01)	13	70	1,30
260 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (TA-01)	13	70	1,40
260 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (TA-01)	13	70	1,50
260 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (TA-01)	19	70	0,90
260 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (TA-01)	19	70	1,00
260 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (TA-01)	19	70	1,20
260 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (TA-01)	19	70	1,30
260 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (TA-01)	19	70	1,40
260 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (TA-01)	19	70	1,50
260 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (TA-01)	25	70	0,90
260 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (TA-01)	25	70	1,00
260 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (TA-01)	25	70	1,20
260 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (TA-01)	25	70	1,30
260 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (TA-01)	25	70	1,40
260 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (TA-01)	25	70	1,50
260 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (TA-01)	13	90	0,89
260 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (TA-01)	13	90	0,90
260 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (TA-01)	13	90	1,00
260 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (TA-01)	13	90	1,19
260 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (TA-01)	13	90	1,20
260 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (TA-01)	13	90	1,27
260 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (TA-01)	13	90	1,30
260 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (TA-01)	13	90	1,37
260 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (TA-01)	13	90	1,40
260 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (TA-01)	13	90	1,47
260 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (TA-01)	13	90	1,50
260 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (TA-01)	19	90	0,89
260 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (TA-01)	19	90	0,90
260 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (TA-01)	19	90	1,00
260 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (TA-01)	19	90	1,19
260 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (TA-01)	19	90	1,20
260 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (TA-01)	19	90	1,27
260 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (TA-01)	19	90	1,30

260 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (TA-01)	19	90	1,37
260 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (TA-01)	19	90	1,40
260 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (TA-01)	19	90	1,47
260 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (TA-01)	19	90	1,50
260 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (TA-01)	19	100	0,89
260 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (TA-01)	19	100	0,90
260 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (TA-01)	19	100	1,00
260 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (TA-01)	19	100	1,19
260 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (TA-01)	19	100	1,20
260 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (TA-01)	19	100	1,27
260 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (TA-01)	19	100	1,30
260 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (TA-01)	19	100	1,37
260 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (TA-01)	19	100	1,40
260 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (TA-01)	19	100	1,47
260 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (TA-01)	19	100	1,50
260 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (TA-01)	19,5	90	0,89
260 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (TA-01)	19,5	90	0,90
260 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (TA-01)	19,5	90	1,00
260 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (TA-01)	19,5	90	1,19
260 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (TA-01)	19,5	90	1,20
260 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (TA-01)	19,5	90	1,27
260 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (TA-01)	19,5	90	1,30
260 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (TA-01)	19,5	90	1,37
260 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (TA-01)	19,5	90	1,40
260 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (TA-01)	19,5	90	1,47
260 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (TA-01)	19,5	90	1,50
260 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (TA-01)	22	90	0,89
260 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (TA-01)	22	90	0,90
260 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (TA-01)	22	90	1,00
260 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (TA-01)	22	90	1,19
260 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (TA-01)	22	90	1,20
260 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (TA-01)	22	90	1,27
260 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (TA-01)	22	90	1,30
260 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (TA-01)	22	90	1,37
260 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (TA-01)	22	90	1,40
260 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (TA-01)	22	90	1,47
260 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (TA-01)	22	90	1,50
260 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (TA-01)	25	90	0,89
260 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (TA-01)	25	90	0,90
260 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (TA-01)	25	90	1,00
260 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (TA-01)	25	90	1,19
260 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (TA-01)	25	90	1,20
260 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (TA-01)	25	90	1,27
260 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (TA-01)	25	90	1,30
260 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (TA-01)	25	90	1,37
260 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (TA-01)	25	90	1,40
260 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (TA-01)	25	90	1,47

260 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (TA-01)	25	90	1,50
260 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (TA-01)	25,4	90	0,89
260 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (TA-01)	25,4	90	0,90
260 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (TA-01)	25,4	90	1,00
260 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (TA-01)	25,4	90	1,19
260 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (TA-01)	25,4	90	1,20
260 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (TA-01)	25,4	90	1,27
260 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (TA-01)	25,4	90	1,30
260 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (TA-01)	25,4	90	1,37
260 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (TA-01)	25,4	90	1,40
260 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (TA-01)	25,4	90	1,47
260 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (TA-01)	25,4	90	1,50
260 280 058 060	Lâmina sagital STD 28x58x0,60 mm (TA-01)	28	58	0,60
260 520 030 060	Lâmina sagital 52x30x0,60 mm (TA-01)	52	30	0,60
260 520 030 090	Lâmina sagital 52x30x0,90 mm (TA-01)	52	30	0,90
260 520 040 060	Lâmina sagital 52x40x0,60 mm (TA-01)	52	40	0,60
260 520 040 090	Lâmina sagital 52x40x0,90 mm (TA-01)	52	40	0,90
280 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (OT-01)	7	20	0,80
280 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (OT-01)	9	25	0,60
280 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (OT-01)	13	70	0,90
280 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (OT-01)	13	70	1,00
280 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (OT-01)	13	70	1,20
280 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (OT-01)	13	70	1,30
280 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (OT-01)	13	70	1,40
280 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (OT-01)	13	70	1,50
280 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (OT-01)	19	70	0,90
280 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (OT-01)	19	70	1,00
280 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (OT-01)	19	70	1,20
280 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (OT-01)	19	70	1,30
280 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (OT-01)	19	70	1,40
280 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (OT-01)	19	70	1,50
280 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (OT-01)	25	70	0,90
280 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (OT-01)	25	70	1,00
280 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (OT-01)	25	70	1,20
280 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (OT-01)	25	70	1,30
280 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (OT-01)	25	70	1,40
280 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (OT-01)	25	70	1,50
280 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (OT-01)	13	90	0,90
280 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (OT-01)	13	90	1,00
280 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (OT-01)	13	90	1,20
280 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (OT-01)	13	90	1,30
280 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (OT-01)	13	90	1,40
280 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (OT-01)	13	90	1,50
280 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (OT-01)	19	90	0,90
280 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (OT-01)	19	90	1,00
280 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (OT-01)	19	90	1,20
280 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (OT-01)	19	90	1,30

280 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (OT-01)	19	90	1,40
280 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (OT-01)	19	90	1,50
280 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (OT-01)	25	90	0,90
280 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (OT-01)	25	90	1,00
280 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (OT-01)	25	90	1,20
280 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (OT-01)	25	90	1,30
280 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (OT-01)	25	90	1,40
280 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (OT-01)	25	90	1,50
285 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (TM-01)	13	90	0,89
285 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (TM-01)	13	90	0,90
285 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (TM-01)	13	90	1,00
285 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (TM-01)	13	90	1,19
285 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (TM-01)	13	90	1,20
285 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (TM-01)	13	90	1,27
285 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (TM-01)	13	90	1,30
285 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (TM-01)	13	90	1,37
285 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (TM-01)	13	90	1,40
285 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (TM-01)	13	90	1,47
285 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (TM-01)	13	90	1,50
285 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (TM-01)	19	90	0,89
285 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (TM-01)	19	90	0,90
285 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (TM-01)	19	90	1,00
285 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (TM-01)	19	90	1,19
285 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (TM-01)	19	90	1,20
285 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (TM-01)	19	90	1,27
285 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (TM-01)	19	90	1,30
285 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (TM-01)	19	90	1,37
285 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (TM-01)	19	90	1,40
285 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (TM-01)	19	90	1,47
285 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (TM-01)	19	90	1,50
285 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (TM-01)	25	90	0,89
285 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (TM-01)	25	90	0,90
285 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (TM-01)	25	90	1,00
285 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (TM-01)	25	90	1,19
285 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (TM-01)	25	90	1,20
285 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (TM-01)	25	90	1,27
285 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (TM-01)	25	90	1,30
285 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (TM-01)	25	90	1,37
285 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (TM-01)	25	90	1,40
285 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (TM-01)	25	90	1,47
285 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (TM-01)	25	90	1,50
300 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (ST-07)	13	90	0,90
300 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (ST-08)	13	90	1,00
300 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (ST-08)	13	90	1,20
300 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (ST-08)	13	90	1,30
300 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (ST-08)	13	90	1,40

300 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (ST-08)	13	90	1,50
300 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (ST-08)	19	90	0,90
300 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (ST-08)	19	90	1,00
300 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (ST-08)	19	90	1,20
300 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (ST-08)	19	90	1,27
300 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (ST-08)	19	90	1,30
300 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (ST-08)	19	90	1,40
300 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (ST-08)	19	90	1,50
300 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (ST-08)	25	90	0,90
300 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (ST-08)	25	90	1,00
300 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (ST-08)	25	90	1,20
300 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (ST-08)	25	90	1,30
300 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (ST-08)	25	90	1,40
300 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (ST-08)	25	90	1,50
310 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (AY-01)	19	90	1,00
360 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (ACF-01)	5,5	25	0,60
360 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (ACF-01)	7	20	0,80
360 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (ACF-01)	7	25	0,60
360 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (ACF-01)	9	25	0,60
360 090 040 060	Lâmina sagital micro 9x40x0,60 mm (ACF-01)	9	40	0,60
360 090 055 060	Lâmina sagital micro 9x55x0,60 mm (ACF-01)	9	55	0,60
360 090 055 090	Lâmina sagital micro 9x55x0,90 mm (ACF-01)	9	55	0,90
360 090 055 100	Lâmina sagital micro 9x55x1,00 mm (ACF-01)	9	55	1,00
360 090 080 090	Lâmina sagital micro 9x80x0,90 mm (ACF-01)	9	80	0,90
360 090 080 100	Lâmina sagital STD 9x80x1,00 mm (ACF-01)	9	80	1,00
360 090 080 120	Lâmina sagital STD 9x80x1,20 mm (ACF-01)	9	80	1,20
360 090 089 100	Lâmina sagital STD 9x89x1,00 mm (ACF-01)	9	89	1,00
360 090 089 120	Lâmina sagital STD 9x89x1,20 mm (ACF-01)	9	89	1,20
360 090 089 130	Lâmina sagital STD 9x89x1,30 mm (ACF-01)	9	89	1,30
360 100 089 120	Lâmina sagital STD 10x89x1,20 mm (ACF-01)	10	89	1,20
360 100 089 130	Lâmina sagital STD 10x89x1,30 mm (ACF-01)	10	89	1,30
360 100 090 120	Lâmina sagital STD 10x90x1,20 mm (ACF-01)	10	90	1,20
360 120 070 100	Lâmina sagital STD 12x70x1,00 mm (ACF-01)	12	70	1,00
360 120 082 120	Lâmina sagital STD 12x82x1,20 mm (ACF-01)	12	82	1,20
360 130 064 090	Lâmina sagital STD 13x64x0,90 mm (ACF-01)	13	64	0,90
360 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (ACF-01)	13	70	0,90
360 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (ACF-01)	13	70	1,00
360 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (ACF-01)	13	70	1,20
360 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (ACF-01)	13	70	1,30
360 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (ACF-01)	13	70	1,40
360 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (ACF-01)	13	70	1,50
360 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (ACF-01)	19	70	0,90
360 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (ACF-01)	19	70	1,00
360 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (ACF-01)	19	70	1,20
360 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (ACF-01)	19	70	1,30
360 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (ACF-01)	19	70	1,40
360 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (ACF-01)	19	70	1,50

360 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (ACF-01)	25	70	0,90
360 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (ACF-01)	25	70	1,00
360 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (ACF-01)	25	70	1,20
360 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (ACF-01)	25	70	1,30
360 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (ACF-01)	25	70	1,40
360 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (ACF-01)	25	70	1,50
360 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (ACF-01)	13	90	0,89
360 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (ACF-01)	13	90	0,90
360 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (ACF-01)	13	90	1,00
360 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (ACF-01)	13	90	1,19
360 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (ACF-01)	13	90	1,20
360 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (ACF-01)	13	90	1,27
360 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (ACF-01)	13	90	1,30
360 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (ACF-01)	13	90	1,37
360 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (ACF-01)	13	90	1,40
360 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (ACF-01)	13	90	1,47
360 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (ACF-01)	13	90	1,50
360 150 048 060	Lâmina sagital micro 15x48x0,60 mm (ACF-01)	15	48	0,60
360 190 064 090	Lâmina sagital micro 19x64x0,90 mm (ACF-01)	19	64	0,90
360 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (ACF-01)	19	90	0,89
360 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (ACF-01)	19	90	0,90
360 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (ACF-01)	19	90	1,00
360 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (ACF-01)	19	90	1,19
360 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (ACF-01)	19	90	1,20
360 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (ACF-01)	19	90	1,27
360 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (ACF-01)	19	90	1,30
360 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (ACF-01)	19	90	1,37
360 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (ACF-01)	19	90	1,40
360 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (ACF-01)	19	90	1,47
360 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (ACF-01)	19	90	1,50
360 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (ACF-01)	19	100	0,89
360 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (ACF-01)	19	100	0,90
360 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (ACF-01)	19	100	1,00
360 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (ACF-01)	19	100	1,19
360 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (ACF-01)	19	100	1,20
360 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (ACF-01)	19	100	1,27
360 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (ACF-01)	19	100	1,30
360 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (ACF-01)	19	100	1,37
360 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (ACF-01)	19	100	1,40
360 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (ACF-01)	19	100	1,47
360 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (ACF-01)	19	100	1,50
360 195 040 060	Lâmina sagital micro 19,5x40x0,60 mm (ACF-01)	19,5	40	0,60
360 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (ACF-01)	19,5	90	0,89
360 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (ACF-01)	19,5	90	0,90
360 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (ACF-01)	19,5	90	1,00
360 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (ACF-01)	19,5	90	1,19
360 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (ACF-01)	19,5	90	1,20

360 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (ACF-01)	19,5	90	1,27
360 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (ACF-01)	19,5	90	1,30
360 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (ACF-01)	19,5	90	1,37
360 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (ACF-01)	19,5	90	1,40
360 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (ACF-01)	19,5	90	1,47
360 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (ACF-01)	19,5	90	1,50
360 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (ACF-01)	22	90	0,89
360 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (ACF-01)	22	90	0,90
360 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (ACF-01)	22	90	1,00
360 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (ACF-01)	22	90	1,19
360 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (ACF-01)	22	90	1,20
360 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (ACF-01)	22	90	1,27
360 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (ACF-01)	22	90	1,30
360 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (ACF-01)	22	90	1,37
360 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (ACF-01)	22	90	1,40
360 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (ACF-01)	22	90	1,47
360 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (ACF-01)	22	90	1,50
360 250 064 090	Lâmina sagital micro 25x64x0,90 mm (ACF-01)	25	64	0,90
360 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (ACF-01)	25	90	0,89
360 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (ACF-01)	25	90	0,90
360 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (ACF-01)	25	90	1,00
360 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (ACF-01)	25	90	1,19
360 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (ACF-01)	25	90	1,20
360 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (ACF-01)	25	90	1,27
360 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (ACF-01)	25	90	1,30
360 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (ACF-01)	25	90	1,37
360 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (ACF-01)	25	90	1,40
360 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (ACF-01)	25	90	1,47
360 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (ACF-01)	25	90	1,50
360 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (ACF-01)	25,4	90	0,89
360 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (ACF-01)	25,4	90	0,90
360 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (ACF-01)	25,4	90	1,00
360 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (ACF-01)	25,4	90	1,19
360 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (ACF-01)	25,4	90	1,20
360 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (ACF-01)	25,4	90	1,27
360 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (ACF-01)	25,4	90	1,30
360 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (ACF-01)	25,4	90	1,37
360 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (ACF-01)	25,4	90	1,40
360 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (ACF-01)	25,4	90	1,47
360 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (ACF-01)	25,4	90	1,50
360 280 048 060	Lâmina sagital micro 28x48x0,60 mm (ACF-01)	28	48	0,60
360 320 030 090	Lâmina sagital 32x30x0,90 mm (ACF-01)	32	30	0,90
360 320 064 090	Lâmina sagital STD 32x64x0,90 mm (ACF-01)	32	64	0,90
360 330 064 090	Lâmina sagital STD 33x64x0,90 mm (ACF-01)	33	64	0,90
360 520 030 060	Lâmina sagital 52x30x0,60 mm (ACF-01)	52	30	0,60
360 520 030 090	Lâmina sagital 52x30x0,90 mm (ACF-01)	52	30	0,90
360 520 040 060	Lâmina sagital 52x40x0,60 mm (ACF-01)	52	40	0,60

360 520 040 090	Lâmina sagital 52x40x0,90 mm (ACF-01)	52	40	0,90
BRZ 085 061 050	Lâmina sagital micro 8,5x61x0,50 mm (MD-01)	8,5	61	0,50
BRZ 085 061 060	Lâmina sagital micro 8,5x61x0,60 mm (MD-01)	8,5	61	0,60
BRZ 100 086 100	Lâmina sagital STD 10x86x1,00 mm (MD-01)	10	86	1,00
BRZ 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (MD-01)	13	90	0,89
BRZ 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (MD-01)	13	90	0,90
BRZ 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (MD-01)	13	90	1,00
BRZ 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (MD-01)	13	90	1,19
BRZ 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (MD-01)	13	90	1,20
BRZ 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (MD-01)	13	90	1,27
BRZ 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (MD-01)	13	90	1,30
BRZ 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (MD-01)	13	90	1,37
BRZ 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (MD-01)	13	90	1,40
BRZ 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (MD-01)	13	90	1,47
BRZ 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (MD-01)	13	90	1,50
BRZ 130 106 100	Lâmina sagital STD 13x126x1,00 mm (MD-01)	13	106	1,00
BRZ 140 071 050	Lâmina sagital micro 14x71x0,50 mm (MD-01)	14	71	0,50
BRZ 140 071 060	Lâmina sagital micro 14x71x0,60 mm (MD-01)	14	71	0,60
BRZ 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (MD-01)	19	90	0,89
BRZ 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (MD-01)	19	90	0,90
BRZ 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (MD-01)	19	90	1,00
BRZ 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (MD-01)	19	90	1,19
BRZ 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (MD-01)	19	90	1,20
BRZ 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (MD-01)	19	90	1,27
BRZ 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (MD-01)	19	90	1,30
BRZ 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (MD-01)	19	90	1,37
BRZ 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (MD-01)	19	90	1,40
BRZ 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (MD-01)	19	90	1,47
BRZ 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (MD-01)	19	90	1,50
BRZ 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (MD-01)	25	90	0,89
BRZ 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (MD-01)	25	90	0,90
BRZ 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (MD-01)	25	90	1,00
BRZ 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (MD-01)	25	90	1,19
BRZ 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (MD-01)	25	90	1,20
BRZ 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (MD-01)	25	90	1,27
BRZ 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (MD-01)	25	90	1,30
BRZ 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (MD-01)	25	90	1,37
BRZ 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (MD-01)	25	90	1,40
BRZ 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (MD-01)	25	90	1,47
BRZ 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (MD-01)	25	90	1,50
BRZ 200 096 100	Lâmina sagital STD 20x96x1,00 mm (MD-01)	20	96	1,00
BRZ 200 126 120	Lâmina sagital STD 20x126x1,20 mm (MD-01)	20	126	1,20
BRZ 250 096 100	Lâmina sagital STD 25x96x1,00 mm (MD-01)	25	96	1,00
BRZ 250 126 120	Lâmina sagital STD 25x126x1,20 mm (MD-01)	25	126	1,20
BRZ 350 069 100	Lâmina sagital 35x69x1,00 mm (MD-01)	35	69	1,00
BRZ 400 056 050	Lâmina sagital 40x56x0,50 mm (MD-01)	40	56	0,50
BRZ 400 056 060	Lâmina sagital 40x56x0,60 mm (MD-01)	40	56	0,60

BRZ 600 060 100	Lâmina sagital 60x60x1,00 mm (MD-01)	60	60	1,00
BRZ 130 050 050	Lâmina sagital micro 13x50x0,50 mm (MD-02)	13	50	0,50
BRZ 130 050 060	Lâmina sagital micro 13x50x0,60 mm (MD-02)	13	50	0,60
BRZ 190 040 050	Lâmina sagital micro 19x40x0,50 mm (MD-02)	19	40	0,50
BRZ 190 040 060	Lâmina sagital micro 19x40x0,60 mm (MD-02)	19	40	0,60
BRZ 190 050 050	Lâmina sagital micro 19x50x0,50 mm (MD-02)	19	50	0,50
BRZ 190 050 060	Lâmina sagital micro 19x50x0,60 mm (MD-02)	19	50	0,60
BRZ 280 035 050	Lâmina sagital 28x35x0,50 mm (MD-02)	28	35	0,50
BRZ 280 035 060	Lâmina sagital 28x35x0,60 mm (MD-02)	28	35	0,60
BRZ 060 010 040	Lâmina sagital micro 6x10x0,40 mm (MD-03)	6	10	0,40
BRZ 060 010 060	Lâmina sagital micro 6x10x0,60 mm (MD-03)	6	10	0,60
BRZ 060 013 040	Lâmina sagital micro 6x13x0,40 mm (MD-03)	6	13	0,40
BRZ 060 013 060	Lâmina sagital micro 6x13x0,60 mm (MD-03)	6	13	0,60
BRZ 080 013 040	Lâmina sagital micro 8x13x0,40 mm (MD-03)	8	13	0,40
BRZ 080 013 060	Lâmina sagital micro 8x13x0,60 mm (MD-03)	8	13	0,60
BRZ 080 017 040	Lâmina sagital micro 8x17x0,40 mm (MD-03)	8	17	0,40
BRZ 080 017 060	Lâmina sagital micro 8x17x0,60 mm (MD-03)	8	17	0,60
BRZ 100 016 040	Lâmina sagital micro 10x16x0,40 mm (MD-03)	10	16	0,40
BRZ 100 016 060	Lâmina sagital micro 10x16x0,60 mm (MD-03)	10	16	0,60
BRZ 100 020 040	Lâmina sagital micro 10x20x0,40 mm (MD-03)	10	20	0,40
BRZ 100 020 060	Lâmina sagital micro 10x20x0,60 mm (MD-03)	10	20	0,60

d. Acessórios

Não se aplica.

e. Indicações/ Finalidade

As Lâminas cirúrgicas - ACF são fabricadas em aço inoxidável (Aço inoxidável endurecido martensítico AISI 420 B / 1.4028 / X 30 Cr 13), em diversos tipos de comprimento e formatos em sua extremidade para atender a vários procedimentos cirúrgicos. Permitem uma grande variação de sentidos e amplitudes de cortes, além de permitir um ângulo de acesso variado para as diversas ações nos tecidos.

As lâminas tem finalidade auxiliar os cirurgiões durante cirurgias ortopedicas e de traumatologia, para realizar cortes, serrar, furar ou desbastar o tecido ósseo, osteocartilaginoso, e ossos grandes.

A Lâmina é fornecida estéril, devendo ser observado antes da utilização se a embalagem não está violada e a data de validade.

Não deve ser utilizada em caso de estar deformada, corroída, danificada ou gasta. Fabricante recomenda uso único e descartar após o uso.

f. Mecanismo de Ação

O equipamento/motor ao estar em funcionamento gera um movimento oscilante em seu cabeçote, o qual é transferido para a lâmina que está encaixada adequadamente. Através dos dentes de serra na extremidade da lâmina, irá ocorrer o corte do tecido ósseo.

g. Modo de uso

- 1) Verifique se embalagem não está violada
- 2) Verifique o prazo de validade e indicador de esterilização
- 3) Abra o envelope cartonado no local indicado e retire o blister selado

- 4) Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister, retire o produto e encaixe-o no equipamento/motor, de acordo com o encaixe e orientações do fabricante do equipamento/motor.
- 5) Verificar se a lâmina está bem encaixada e segura antes de ligar a serra
- 6) Antes de uma intervenção cirúrgica deve ser realizada uma verificação funcional (teste de funcionamento) da peça de mão a ser conectada a lâmina cirúrgica.
- 7) As Lâminas cirúrgicas - ACF são compatíveis com os equipamentos/motores (serras) da De Souter, Stryker, Microaire, Synthes, Linvatec, Aesculap, 3M, Tava, Otyker, ACF, FRG, Bonjin, Aygün, Chinese Tools, Microdent e Star. Não utilizar com aparelhos de outros fabricantes não compatíveis. As Lâminas Cirúrgicas são adaptadas aos equipamentos/motores dos fabricantes citados acima. Durante o acoplamento das lâminas nos equipamentos/motores, deve assegurar-se que o encaixe seja feito da maneira correta e segura.

h. Esterilização

Produto estéril por Radiação Gama

i. Prazo de validade

5 anos

j. Efeitos Adversos

Não se aplica.

k. Advertências

- O fabricante recomenda uso único. Todos os riscos de lâminas reutilizadas são de responsabilidade do operador.
- Reutilizar ou resfriar as lâminas pode afetar negativamente a ferramenta e sua performance.
- Certifique-se de que a lâmina de serra esteja inserida corretamente e firmemente travada antes de ativar o equipamento/motor.
- Uma lâmina com dentes de corte dobrado ou tortos poderá oscilar e não deve ser usada.
- Não exceda os limites operacionais recomendados pelo fabricante para a ferramenta.
- Monitore a temperatura da lâmina de serra periodicamente. O uso da irrigação durante a operação das lâminas ajudará a reduzir a possibilidade de necrose térmica.
- As lâminas devem poder mover-se livremente dentro do guia.
- Forçar mais um lado além da oscilação pode causar a quebra da lâmina de serra.
- Óculos de proteção devem ser usados todo tempo.
- As medições na lâmina são apenas para fins informativos.
- Tenha cuidado ao manusear materiais cortantes para evitar cortes acidentais.
- Não use o produto se estiver danificado.
- O fabricante recomenda que a lâmina usada seja descartada de acordo com os regulamentos legais de resíduos médicos mencionados em acordos internacionais.

l. Precauções

- Antes do uso, verifique a data de validade de esterilização e se a embalagem não está violada. Não troque as lâminas com o motor em funcionamento.
- Excesso de pressão exercido pode causar ruptura, empenamento ou quebra da lâmina, ou até mesmo excesso de vibração. Isto pode causar ferimento ou lacerações no tecido do corpo.
- Não utilizar as lâminas danificadas ou em mau estado de conservação ou armazenamento. Fabricante recomenda uso único.

m. Encaixes das lâminas

ACF ACF-01	MicroAire MA-01 MA-02 MA-03			Bonjin BJ-01	Otyker OT-01	Zimmer ZM-01	Linvatec 3M LV-01
 SK-01	 SK-02	 SK-03	 SK-04	 SK-05	 SK-06	Conmed Linvatec Hall LH-01 LH-02 MA-03	TAIMIN TM-01
De Soutter DS-01 DS-02 DS-03			B Braun Aesculap AE-01 AE-02 AE-03 AE-04 AE-05 AE-06				Smith & Nephew SN-01
Synthes / Zimmer ST-01 ST-02 ST-03			FRG FRG-01	STAR ST-07 ST-08	Microdent MD-01 MD-02 MD-03		Brasseler / Tava TA-01

2. DESCARTE DO PRODUTO

Este produto é fornecido estéril, e fabricante recomenda uso único.

Verificar a integridade da embalagem, antes do armazenamento e utilização, quanto à existência de qualquer defeito, desgaste ou violação da embalagem.

Deve ser utilizado por profissionais da saúde tecnicamente qualificados, que conheçam a sua técnica de manuseio e utilização previamente, com conhecimento sobre as instruções de uso, técnica de manuseio assépticas e o procedimento cirúrgico.

Lâminas usadas ou que apresentem danos ou vencidas deverão ser inutilizadas e descaracterizadas antes do descarte. A forma indicada para descaracterização é o de impacto ou corte, de forma que seu reuso seja impossibilitado.

As lâminas podem ser descartadas conforme lixo hospitalar potencialmente contaminante ou deve ser encaminhado para uma empresa qualificada e especializada em eliminação deste tipo de resíduos. O descarte deve obedecer as legislações ambientais estabelecidas e pela RDC 222/18 ANVISA, classificando o resíduo adequadamente.


3. ARMAZENAMENTO

	Uso
Temperatura	
Limites de umidade relativa	0% - 91%
Limites de pressão atmosférica	86 - 106

Manter os produtos em suas embalagens originais. Proteger os produtos contra quedas e danos superficiais.

Evitar batidas e quedas sobre superfícies duras para evitar danos ao produto. Embalagens violadas ou produtos danificados não deverão ser utilizados.

4. TRANSPORTE

Armazenamento e Transporte	
Temperatura	
Limites de umidade relativa	0% - 91%
Limites de pressão atmosférica	86 - 106

Manter os produtos em suas embalagens originais. Proteger os produtos contra quedas e danos superficiais.

Evitar batidas e quedas sobre superfícies duras para evitar danos ao produto. Embalagens violadas ou produtos danificados não deverão ser utilizados.

5. NORMAS TÉCNICAS

Norma	Descrição/Assunto	Data efetiva
93 / 42 / EEC	The Medical Device Directive (Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993)	14.06.1993
ISO 9001:2015	Quality Management Systems-Requirements	23.10.2015
TS EN ISO 13485:2016	Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes	18.04.2016
TS EN ISO 14971:2012	Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO 14971:2007, Corrected version 2007-10-01)	18.12.2013
TS EN 62366-1	Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices	23.10.2015
ISO 10993-1	Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (ISO 10993-1:2009)	29.03.2011
TS EN ISO 16061	Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements	23.10.2015
TS EN ISO 6892-1	Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2016)	09.12.2016

TS EN ISO 11607-1	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems	18.12.2017
TS EN ISO 11607-2	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes	18.12.2017
TS EN ISO 15223-1	Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements	09.12.2016
TS EN 1041+A1	Information supplied by the manufacturer of medical devices	13.02.2014
TS 5878	Abrasive Papers and Cloths	13.02.2014
EN ISO 7153-1	Surgical instruments - Materials - Part 1: Metals	09.12.2016
TS 5172 EN ISO 13402	Surgical and dental hand instruments- Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure	2.04.2003
TS EN ISO 9004	Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach	23.03.2010
TS EN 10088-1	Stainless steels - Part 1: List of stainless steels	24.12.2014
TS EN 10088-2	Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes	24.12.2014
TS EN 10088-3	Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes	24.12.2014
TS EN ISO/IEC 17050-1	Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements	18.12.2013
TS EN ISO/IEC 17050-2	Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation (ISO/IEC 17050-2:2004)	31.03.2005
TS EN ISO 14155	Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011)	08.03.2012
TS ISO 10005	Quality management systems -- Guidelines for quality plans	27.02.2007

MEDDEV 2.7-1 rev 4	Clinical Evaluation: A Guide for Manufacturers and Notified Bodies	12.2009
TS EN ISO/IEC 17021-1	Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 1: Requirements	27.08.2015
MEDDEV 2.12-1 rev 8	Guidelines on a medical devices vigilance system	01.2013
TS EN ISO 11737-1	Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products	19.03.2018
TS EN ISO 11737-2	Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process	23.03.2010
TS EN ISO 11137-1	Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 11137-1:2006, including Amd 1:2013)	23.10.2015
TS EN ISO 11137-2	Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose	23.10.2015
TS EN ISO 14698-1	Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 1: General principles and methods	28.01.2004
TS EN ISO 14644-1	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration	18.02.2016
TS EN ISO 14644-2	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration	18.02.2016
TS EN ISO 14644-3	Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods	20.07.2006
TS EN 868-5	Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods	19.07.2012
ASTM F88/F88M-15	Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials	2015
ASTM F1929-15	Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by Dye Penetration	2015

EudraLex - Volume 4	Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines	2008
FDA CGMP	DEVELOPMENT OF QUALITY SYSTEMS GUIDANCE	2004
IEST-RP-CC006.3	Testing Cleanrooms	2004

6. ORIGEM DO PRODUTO

a. Nome do fabricante:

ACF MEDIKAL URUNLER MAKINA SAN.TIC.L TD.STI

Guzelyurt Mah. 5754 Sok. No:3/A Yunusemre, Manisa, país Turquia

b. Nome do detentor da notificação:

LAS – Latim American Solutions Importação e Exportação LTDA.

CNPJ 09.183.319/0001-74

Rua Caramuru, 346– Praça da Árvore - CEP 04138-001 – São Paulo / SP - BRASIL

Fone/Fax: +55 11 3569-4106

e-mail: qualidade@lasbrasil.com

Nome do Responsável Legal: Rafael Augusto do Amaral